

MEDUCORE Trainer

Kompakter Trainings-Defi, der jeden Helfer sicher auf den Ernstfall vorbereitet

Zwei Dinge zählen im Notfalleinsatz bei Herzkammerflimmern: Erstens das beherzte Eingreifen des Helfers. Zweitens der erlernte Umgang mit der Notfallsituation und dem Defibrillator. Deshalb gibt es passend für den WEINMANN-AED MEDUCORE Easy das Übungsgerät MEDUCORE Trainer. Bis auf die Schockvorrichtung entspricht es in Design und Farbgebung, Sprachführung, Ampelprinzip, Statusanzeige und Warnmeldungen 1:1 dem Original.



MEDUCORE Trainer
WM 40080*

Wirtschaftlich trainieren mit MEDUCORE Trainer

- kostengünstiger Übungsbetrieb durch wiederaufladbare Akkus
- Außerbetriebnahme, Umrüstung oder Anschaffung des schockfähigen Gerätes für Trainingszwecke nicht erforderlich
- Schulschulungselektroden mehrfach einsetzbar und passend für alle marktüblichen Trainingspuppen
- verringerte Elektrodenhaftung schont Trainingspuppen

Verwechslung ausgeschlossen

- Stecker der Schulschulungselektroden passen nicht in das schockfähige Gerät
- Akkus des Trainingsgerätes sind nicht im Akkufach des MEDUCORE Easy unterzubringen
- Gerätekennzeichnung mit Aufschrift „Trainer“

* deutschsprachige Version, weitere Sprachversionen siehe Preisliste

Realistisch trainieren

- kabellose Fernbedienung mit bis zu 10 Metern Reichweite ermöglicht jederzeit unbemerkten Eingriff in den Trainingsablauf
- klar verständliche Fernbedienungs-Symbole weisen jederzeit auf den aktuellen EKG-Rhythmus (Sinus, Asystolie, VT/VF, Artefakte/Patientenbewegungen etc.) sowie den Gerätezustand (Batterie, Elektrodensitz, Einsatzbereitschaft etc.) hin
- verstrichene Trainingszeit wird im Fernbedienungs-Display angezeigt.
- acht typische Übungsszenarien sind vorkonfiguriert; drei davon sind programmierbar





1 MEDUCORE Trainer Schulungsset WM 40080¹⁾

Lieferumfang:

- Grundgerät
- Accu-Pack Trainer
- Ladegerät
- 2 Paar Schulungselektroden
- Fernbedienung

2 Fernbedienung WM 40085

Drahtlos, für den unbemerkten Eingriff in die Ausbildungssituation – zur nachträglichen Erweiterung eines einzelnen MEDUCORE Trainer auf ein Schulungs-Set oder als Ersatzteil

3 Schutz- und Tragetasche WM 40100

Inklusive abnehmbarem Tragegurt und Fach für Ersatzelektroden und -batterien/-akkus

Unser vollständiges Angebot an Systemlösungen für Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin finden Sie unter: www.weinmann.de

* deutschsprachige Version, weitere Sprachversionen siehe Preisliste



Technische Daten MEDUCORE Trainer

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Trainer | | Accupack Trainer | |
| Abmessungen LxBxH (in mm inkl. Griff): | 240 x 240 x 93 | Zellen: | NiMH |
| Gewicht: | 1,8 kg (mit Accu-Pack und Elektroden) | Nennkapazität: | 1700 mAh |
| | | Nennspannung: | 9,6 V |
| | | Maximale Ladezeit: | 2,5 h |
| | | Ladezyklen: | > 300 |
| | | Ladeanzeige | Leuchtdiode, grün |
| | | Schnelles Blinken: | Vorladen |
| | | Langsames Blinken: | Laden |
| | | Dauerleuchten: | Ladevorgang beendet |
| | | Schutzfunktionen: | Übertemperaturschutz, Überstromschutz |
| Fernbedienung | | Ladegerät | |
| Abmessungen LxBxH (in mm): | 165 x 92 x 30 | Abmessungen LxBxH (in mm): | 108 x 65 x 77 |
| Gewicht | | Netzspannung: | 100-240 V ~ |
| Ohne Batterien: | 220 g | Netzfrequenz: | 47 bis 63 Hz |
| Mit Batterien: | 280 g | Ausgangsspannung: | 15 V |
| Stromaufnahme: | 55 mA | Netzstecker: | Austauschbar, für versch. Länder |
| Betriebsdauer: | 12 h | | |
| Batteriegröße: | AA (Mignon), 2 Stk. | | |

■ **Deutschland** ■ Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Postfach 540268 · 22502 Hamburg · Kronsaalsweg 40 · 22525 Hamburg · E: info@weinmann.de · www.weinmann.de · T: 040-5 47 02-0 F: 040-5 47 02-461 ■ **Weinmann Diagnostics GmbH+Co.KG** · Doerriesweg 3 · 22525 Hamburg T: 040-5 47 02-435 · F: 040-5 47 02-530 · E: info@weinmann-diagnostics.de · www.weinmann-diagnostics.de ■ **Zentrum für Produktion, Logistik, Service** · Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Siebenstücken 14 · 24558 Henstedt-Ulzburg · T: 04193-88 91-0 · F: 04193-88 91-450 ■ **Schweiz** ■ G. Weinmann AG – Neuenhof · T: +41-(0)56-416 41 11 · E: info@ch.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Frankreich** ■ Weinmann S.A.R.L. – Paris-Igny · T: +33-(0)1 69 35 53 20 · E: info@fr.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Asien-Pazifik** ■ Weinmann (Asia-Pacific) Co.Ltd. – Bangkok · T: +66-(0)2-7 63 67 00 · E: info@asia.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Australien** ■ Weinmann (Australia) Pty. Ltd. – Melbourne T: +61-(0)3-95 43 91 97 · E: info@au.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Neuseeland** ■ Weinmann (New Zealand) Ltd. – New Plymouth · T: +64-(0)6-7 59 22 10 · E: info@nz.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **China** ■ Weinmann GmbH+Co.KG (Shanghai Rep. Office) · T: +86 21 32 26 26 98 · E: info@cn.weinmann.de · www.weinmann.de