

Vorteile der OXYWAY-Druckminderer



Sicher

- höchste Betriebssicherheit durch ultraschallgeprüftes Hochdruckgehäuse und doppelten Sinterfilter
- explosionsgeschütztes Manometer mit doppelter Sicherheitsklappe (im Fehlerfall Druckführung vom Anwender weg)
- 100%ige Rückverfolgbarkeit jedes Druckminderers durch ins Gehäuse eingestanzte Seriennummer
- „Made in Germany“-Qualität von Weinmann – bereits mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Druckminderer-Herstellung
- Weinmann-Qualitätssiegel: Alle Weinmann-Druckminderer sind 100%ig geprüft. So wird z. B. bei jedem einzelnen Druckminderer während der Produktion das normgenaue Ansprechverhalten des Sicherheitsventils überprüft
- wird jährlich mehr als 11 000-mal verkauft
- EDV-gestützte Protokollierung aller Prüfungsdaten
- Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards und Normen
- CE-gekennzeichnet
- speziell bei OXYWAY Fast: eingestellter Flow sehr gut von zwei Seiten ablesbar (nicht nur ein kleines Sichtfenster)

Genau

- höchste Genauigkeit der Flowabgabe über den gesamten Flaschendruckbereich
- sehr gute Einstell- und Ablesbarkeit der Flowstufen
- Prinzip mit Kraterbohrung und federbelastetem Kolben sorgt für einen besonders konstanten Druck auch bei unterschiedlichem Flow

Flexibel

- länderspezifische Gewinde am Hochdruckanschluss erhältlich (z. B. PIN, Bullnose, DIN)
- Variabilität am Geräteabgang (gerade oder gewinkelte Anschlussstülle, Einweg- oder Mehrweganfeuchter, Röhrenflowmeter, Absauginjektor, Verteilerleisten, länderspezifische Normkupplungen)
- verschiedene Druckschlauchsysteme zur Verbindung mit Endgeräten erhältlich
- mobiler Weinmann-Service erhältlich
- zeitsparend durch EDV-lesbaren Seriennummern-Strichcode
- „Zwischenwartung“ nach zwei Jahren kann durch den Anwender selbst durchgeführt werden
- einfache Flaschenverbindung durch Handanschluss, kein Werkzeug notwendig

Für Produktdetails, technische Daten und Kontakt siehe www.weinmann.de

3033.1-01-DE-1106-1