

# MEDUMAT Transport – Lademöglichkeiten

Zu ladendes Produkt	Versorgungsspannung	
	12 Volt	100-240 Volt
 <p>MEDUMAT Transport Einzelgeräte WM 28300 und WM 28400</p>	 <p>WM 28356</p>	 <p>WM 28305</p>
 <p>MEDUMAT Transport auf LIFE-BASE light WM 28340 und WM 28350</p>	 <p>WM 28356</p>	 <p>WM 28305</p>
 <p>MEDUMAT Transport auf LIFE-BASE 1 NG WM 9625 und WM 9620</p>	 <p>WM 8214 oder WM 9640 oder WM 9107</p>	 <p>WM 9655 oder WM 9117 jeweils mit WM 28305</p>
 <p>MEDUMAT Transport auf LIFE-BASE 4 NG WM 9600 und WM 9605</p>	 <p>WM 8195 oder WM 9107</p>	 <p>WM 8237 oder WM 9117 jeweils mit WM 28305</p>
 <p>Akkupack PLUS WM 28385</p>	keine direkte Ladung über das 12-V-Bordnetz	 <p>WM 28305</p>

3167.1-09-DE-1109-2 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinnmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.



■ **Deutschland** ■ Weinnmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Postfach 540268 · 22502 Hamburg · Kronsaalsweg 40 · 22525 Hamburg · E: info@weinnmann.de · www.weinnmann.de · T: 040-5 47 02-0 F: 040-5 47 02-461 ■ Zentrum für Produktion, Logistik, Service · Weinnmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Siebenstücken 14 · 24558 Henstedt-Ulzburg · T: 04193-88 91-0 · F: 04193-88 91-450  
 ■ **Schweiz** ■ G. Weinnmann AG – Neuenhof · T: +41-(0)56-416 41 11 · E: info@ch.weinnmann.de · www.weinnmann.de ■ **Frankreich** ■ Weinnmann S.A.S. – Paris-Igny · T: +33-(0)1 69 35 53 20 E: info@fr.weinnmann.de · www.weinnmann.de ■ **Russland** ■ Weinnmann SPb GmbH – St. Petersburg · T: +7-(812)6 33 30 82 · E: info@ru.weinnmann.de · www.weinnmann.de ■ **China** ■ Weinnmann GmbH+Co.KG · (Shanghai Rep. Office) · T: +86 21 32 26 26 98 · E: info@cn.weinnmann.de · www.weinnmann.de