




Sauerstoffflaschen

Übersicht der Weinmann Sauerstoffflaschen

Artikelnummer (WM)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Abmessungen (der Hülse) (mm)	Abmessungen (mit Ventil) (mm)	Material
1812	0,3	1,0	Ø 60,3 x 185		34 CrMo4 (Stahl)
1818	0,8	1,4	Ø 82,5 x 230		34 CrMo4 (Stahl)
1822	2,0	2,7	Ø 100 x 350	ca. 430	34 CrMo4 (Stahl)
1838	2,5	3,1	Ø 115 x 345	ca. 425	34 CrMo4 (Stahl)
1843	3,0	3,9	Ø 100 x 500		34 CrMo4 (Stahl)
1805	5,0	5,5	Ø 139,7 x 450		34 CrMo4 (Stahl)
1806	5,0	5,5	Ø 139,7 x ~462		34 CrMo4 (Stahl)
1825	10	10	Ø 139,7 x ~822		34 CrMo4 (Stahl)
1830	11	12	Ø 139,7 x ~887		34 CrMo4 (Stahl)
1814	2,0	2,0	Ø 102 x 360	ca. 435	Alu

Kennzeichnungsbeispiel

Beispiel für eine Flaschenbeschriftung.
Abweichungen der Beschriftung sind möglich.



Kennzeichnung gemäß ADR:

- 1 Gasart
- 2 max. zulässiger Druck der Füllung
- 3 Datum der erstmaligen Prüfung
- 4 Abnahme-Kennzeichnung
- 5 Datum für wiederkehrende Prüfungen
- 6 Inhalt (Liter)
- 7 Prüfüberdruck (bar)
- 8 Gewicht (kg), leer
- 9 Bauartzulassungskennzeichen
- 10 Herstellerkennzeichen
- 11 Herstellungs-Nummer
- 12 UN-Nummer
- 13 Gewinde

30003-09-DE-0210-2

■ **Deutschland** ■ Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Postfach 540268 · 22502 Hamburg · Kronsaalsweg 40 · 22525 Hamburg · E: info@weinmann.de · www.weinmann.de · T: 040-5 47 02-0
 F: 040-5 47 02-461 ■ Zentrum für Produktion, Logistik, Service · Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Siebenstücken 14 · 24558 Henstedt-Ulzburg · T: 04193-88 91-0 · F: 04193-88 91-450
 ■ **Schweiz** ■ G. Weinmann AG – Neuenhof · T: +41-(0)56-416 41 11 · E: info@ch.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Frankreich** ■ Weinmann S.A.S. – Paris-Igny · T: +33-(0)1 69 35 53 20
 E: info@fr.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Russland** ■ Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg · T: +7-(812)6 33 30 82 · E: info@ru.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **China**
 ■ Weinmann GmbH+Co.KG · (Shanghai Rep. Office) · T: +86 21 32 26 26 98 · E: info@cn.weinmann.de · www.weinmann.de