

Gamme de Produits 2012

Ventilation et Système de transport LIFE-BASE

n° 129799 - Mise à jour le 01.05.2012

Prix indicatifs hors TVA.

La présente liste de prix est valable à compter du 01.05.2012 jusqu'à la parution d'une nouvelle liste. Remarque : nos listes de prix font l'objet de modifications régulières, susceptibles d'être effectuées à tout moment. Avant de passer votre commande, veuillez vous renseigner sur la validité de cette liste de prix auprès de nos services, par exemple en consultant votre connexion client sur le site Web www.weinmann.de ou en appelant le +49 (0)40 547 02 0. Vous pouvez également vous procurer la version actuelle de la liste de prix auprès de ces mêmes services. Une nouvelle liste de prix remplace, à compter de la date fixée, celle qui la précède. Sous réserve de modifications en matière de conception, d'équipement et de design, plus particulièrement en ce qui concerne le perfectionnement constant des nouvelles séries de production. Toute forme d'exploitation et d'utilisation des droits d'auteur dans et de cette publication revient exclusivement à la société WEINMANN, si elle ne fait pas l'objet d'un accord explicite.

Un supplément de 10 euros sera facturé pour toute commande inférieure à une valeur marchande nette de 300 euros.

Table des matières

	Page
Ventilation et Système de transport LIFE-BASE	5
Ventilation d'urgence et de transport	5
MEDUMAT Transport - appareils seuls	5
Systèmes de transport avec MEDUMAT Transport	5
Circuit patient pour MEDUMAT Transport	7
Accessoires et pièces de rechange pour MEDUMAT Transport	11
Modes d'emploi	13
Chariot clinique MEDUcart Bedside	15
Accessoires en option MEDUcart Bedside	15
Accessoires et pièces de rechange pour MEDUcart Bedside	15

Table des matières

	Page
MEDUMAT Standard a - appareil seul	16
Systèmes de transport avec MEDUMAT Standard a	16
RESCUE-PACK avec MEDUMAT Standard a	17
Modes d'emploi	19
MEDUMAT Standard - appareil seul	20
Systèmes de transport avec MEDUMAT Standard	21
Modes d'emploi	25
MEDUMAT Easy CPR - appareils seuls	26
Systèmes de transport avec MEDUMAT Easy CPR	27
RESCUE-PACK avec MEDUMAT Easy CPR	28
Modes d'emploi	29
MEDUMAT Easy - appareil seul	30
Systèmes de transport avec MEDUMAT Easy	31
Modes d'emploi	33
Accessoires et pièces de rechange pour MEDUMAT Standard a, Standard, Easy CPR, Easy	34
Monitoring pour la ventilation	36
MODUL CapnoVol - appareil seul	36
Systèmes de transport avec MODUL CapnoVol et MEDUMAT Standard a	36
Systèmes de transport avec MODUL CapnoVol et MEDUMAT Standard	37
Compléments d'équipement pour MODUL CapnoVol	38
Accessoires et pièces de rechange pour MODUL CapnoVol	39
Modes d'emploi	40
Système de MODULEs	41
MODUL CPAP - appareils seuls	41
MODUL Oxygen - appareil seul	42
Système de transport avec MODUL Oxygen	42
MODUL Combi - appareil seul	43
Accessoires et pièces de rechange pour système MODUL	44
Modes d'emploi	46
Systèmes de transport LIFE-BASE	47
Systèmes de transport LIFE-BASE - sans appareil -	47
Accessoires et pièces de rechange pour systèmes de transport	48
Modes d'emploi	50
Supports muraux pour systèmes de transport LIFE-BASE	51
Autres systèmes de fixation	54
Modes d'emploi	54
Ballon insufflateur et valve à la demande	56
COMBIBAG ballon insufflateur	56
Accessoires et pièces de rechange pour COMBIBAG	56
Modes d'emploi	57
Ballon insufflateur en silicone	57
Accessoires et pièces de rechange pour ballon insufflateur	58

OXYMAND - valve à la demande	58
Accessoires et pièces de rechange pour valve à la demande	59
OXYMAND	
Interfaces patient/Masques de ventilation	61
Masques de ventilation avec jupe	61
auto-remplissage	
Accessoires et pièces de rechange pour masques de ventilation	61
avec jupe auto-remplissage	
Masques différents	61
Masques de ventilation en silicone	62
Masques PPC/VNI	62
MEDUMAT - Anciens modèles	64
Accessoires et pièces de rechange pour MEDUMAT	64
Accessoires et pièces de rechange pour MEDUMAT Variabel et Compact	64
Accessoires et pièces de rechange pour systèmes de transport (anciens modèles)	65
Modes d'emploi	65
	65

Ventilation et Système de transport LIFE-BASE

Ventilation d'urgence et de transport

Pour la prise et l'alimentation d'oxygène, tous les appareils de base MEDUMAT Transport sont livrés par défaut avec raccord rapide Walther.

Il est également possible d'opter pour un autre système de raccord (DIN, AGA et baïonnette) moyennant un supplément de 57 euros (Attention : DIN seulement pour la prise d'oxygène).

Lors de la commande, veuillez nous indiquer avec quels raccords les appareils doivent être livrés.

MEDUMAT Transport - appareils seuls

WM 28300

MEDUMAT Transport Ventilateur, complet pour la ventilation différentielle et d'urgence par accès direct avec mesure volumétrique intégrée comprenant :

- Raccord rapide type Walther,
- Accu,
- Circuit patient, réutilisable, complet

comprenant :

- Valve patient avec commande PEP intégrée,
- câbles de mesure, système de raccordement et capteur de débit BiCheck ,
- Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5,
- Kit de masques PPC/VNI à usage unique,
- Kit pour contrôle de fonctionnement,
- Kit éléments de fixation pour assemblage

WM 28400

MEDUMAT Transport Ventilateur, complet pour la ventilation différentielle et d'urgence par accès direct avec mesure volumétrique et capnographie intégrées comprenant :

- Raccord rapide type Walther,
- Accu,
- Circuit patient, réutilisable, complet

comprenant :

- Valve patient avec commande PEP intégrée,
- câbles de mesure, système de raccordement et capteur de débit BiCheck ,
- Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5,
- Kit pour contrôle de fonctionnement,
- Kit éléments de fixation pour assemblage

Systèmes de transport avec MEDUMAT Transport

WM 9600	<p>LIFE-BASE 4 NG avec MEDUMAT Transport, sans mesure du CO₂, avec circuit patient réutilisable, sac de protection et support-lit Les principaux composants de la livraison: Ventilateur MEDUMAT Transport, complet (WM 28300) avec raccord rapide type Walther, Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822), OXYWAY Fast II High Flow (WM 31891), Système de transport LIFE-BASE 4 NG avec interface de charge, préassemblé, Sac de protection et bandoulière</p>
WM 9605	<p>LIFE-BASE 4 NG avec MEDUMAT Transport, mesure du CO₂, circuit patient réutilisable, sac de protection et support-lit Les principaux composants de la livraison: Ventilateur MEDUMAT Transport, complet (WM 28400) avec raccord rapide type Walther, Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822), OXYWAY Fast II High Flow (WM 31891), Système de transport LIFE-BASE 4 NG avec interface de charge, préassemblé, Sac de protection et bandoulière</p>
WM 9620	<p>LIFE-BASE 1 NG avec MEDUMAT Transport, sans mesure du CO₂, avec circuit patient réutilisable et support-lit Les principaux composants de la livraison: Ventilateur MEDUMAT Transport, complet (WM 28300), Système de transport LIFE-BASE 1 NG avec interface de charge, préassemblé, SANS sac de protection Tuyau de pression, sac de protection et chargeur de batteries à commander séparément S.V.P.</p>
WM 9625	<p>LIFE-BASE 1 NG avec MEDUMAT Transport, mesure du CO₂, circuit patient réutilisable et support-lit Les principaux composants de la livraison: Ventilateur MEDUMAT Transport, complet (WM 28400), Système de transport LIFE-BASE 1 NG avec interface de charge, préassemblé, SANS sac de protection Tuyau de pression, sac de protection et chargeur de batteries à commander séparément S.V.P.</p>
WM 9630	<p>LIFE-BASE 1 NG avec MEDUMAT Transport, sans mesure du CO₂, avec circuit patient réutilisable et support-lit Les principaux composants de la livraison: Ventilateur MEDUMAT Transport, complet (WM 28300), système de transport LIFE-BASE 1 NG SANS interface de charge, préassemblé, SANS sac de protection</p>

- Tuyau de pression, sac de protection et chargeur de batteries à commander séparément S.V.P.
- WM 9635 LIFE-BASE 1 NG avec MEDUMAT Transport, avec mesure du CO₂, avec circuit patient réutilisable et support-lit
 Les principaux composants de la livraison:
 Ventilateur MEDUMAT Transport, complet (WM 28400), système de transport LIFE-BASE 1 NG SANS interface de charge, préassemblé, SANS sac de protection
 Tuyau de pression, sac de protection et chargeur de batteries à commander séparément S.V.P.
- WM 28340 LIFE-BASE light avec MEDUMAT Transport sans mesure de CO₂, avec circuit patient réutilisable, comprenant:
 - Système de transport LIFE-BASE light (WM 28370)
 - MEDUMAT Transport sans mesure de CO₂, complet (WM 28300) avec raccord rapide type Walther
 Tuyau de pression et chargeur de batteries à commander séparément S.V.P.
- WM 28350 LIFE-BASE light avec MEDUMAT Transport avec mesure de CO₂-Messung et circuit patient réutilisable, comprenant:
 - Système de transport LIFE-BASE light (WM 28370)
 - MEDUMAT Transport avec mesure de CO₂, complet (WM 28400) avec raccord rapide type Walther
 Tuyau de pression et chargeur de batteries à commander séparément S.V.P.

Circuit patient pour MEDUMAT Transport

Circuit patient réutilisable AVEC tuyau de mesure CO₂

- WM 28425 2m circuit patient réutilisable AVEC tuyau de mesure CO₂, complet, pour MEDUMAT Transport, AVEC câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, AVEC gaine de protection et circuit de mesure réutilisable
- WM 28480 2m circuit patient réutilisable AVEC tuyau de mesure CO₂ pour MEDUMAT Transport, SANS raccordement BiCheck et SANS gaine de protection
- WM 28676 3m circuit patient réutilisable AVEC tuyau de mesure CO₂, complet, pour MEDUMAT Transport, AVEC câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, AVEC gaine de protection et circuit de mesure réutilisable
- WM 28677 3m circuit patient réutilisable AVEC tuyau de mesure CO₂ pour MEDUMAT Transport,

SANS raccordement BiCheck et SANS gaine de protection

Système de tuyaux de mesure pour circuit patient réutilisable SANS tuyau de mesure CO2

WM 28622 2m circuit de mesure réutilisable SANS mesure de CO2 pour circuit patient réutilisable pour MEDUMAT Transport

WM 28623 3m circuit de mesure réutilisable SANS mesure de CO2 pour circuit patient réutilisable pour MEDUMAT Transport

Des fournitures supplémentaires pour les systèmes reutilisables tuyau patient avec mesure de CO2

WM 15695 Kit de 5 2m circuits de mesure CO2 à usage unique avec filtre

WM 15696 Kit de 5 3m circuits de mesure CO2 à usage unique

En option on peut utiliser des systèmes de tuyaux de mesure pré-mesurée à usage unique

WM 28595 2m système de tuyaux de mesure à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2 pour circuit patient réutilisable pour MEDUMAT Transport

WM 28687 3m système de tuyaux de mesure à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2 pour circuit patient réutilisable pour MEDUMAT Transport

WM 28685 2m système de tuyaux de mesure à usage unique SANS tuyau de mesure CO2 pour circuit patient réutilisable pour MEDUMAT Transport

WM 28693 3m système de tuyaux de mesure à usage unique SANS tuyau de mesure CO2 pour circuit patient réutilisable pour MEDUMAT Transport

WM 28295 2m circuit patient réutilisable SANS tuyau de mesure CO2, complet, pour MEDUMAT Transport, AVEC câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, AVEC gaine de protection et circuit de mesure réutilisable

Circuit patient réutilisable SANS tuyau de mesure CO2

WM 28296 2m circuit patient réutilisable SANS tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS raccordement BiCheck et SANS gaine de protection

WM 28694 3m circuit patient réutilisable SANS tuyau de mesure CO2, complet, pour MEDUMAT Transport, AVEC câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, AVEC gaine de protection et circuit de mesure réutilisable

WM 28699 3m circuit patient réutilisable SANS tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS raccordement BiCheck et SANS gaine de protection

	Circuit patient à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2 AVEC BiCheck (première commande)
WM 28435	2m circuit patient à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2, complet, pour MEDUMAT Transport, AVEC câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, AVEC gaine de protection
	Circuit patient à usage unique SANS tuyau de mesure CO2 AVEC BiCheck (première commande)
WM 28285	2m circuit patient à usage unique SANS tuyau de mesure CO2, complet, pour MEDUMAT Transport, AVEC câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, AVEC gaine de protection
	Circuit patient à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2 SANS BiCheck (consommables)
WM 28690	2m circuit patient à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection
WM 15837	Kit de 10 circuits patient, 2m, à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 10 pièces (10x WM 28690)
WM 15838	25 circuits patient, 2m, à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 25 pièces (25x WM 28690)
WM 15839	Kit de 50 circuits patient, 2m, à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 50 pièces (50x WM 28690)
WM 28688	3m circuit patient à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection
WM 15851	Kit de 10 circuits patient, 3m, à usage unique AVEC tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 10 pièces (10x WM 28688)
WM 28695	2m circuit patient à usage unique SANS tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS

	câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection
WM 15840	Kit de 10 circuits patient, 2m, à usage unique SANS tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 10 pièces (10x WM 28695)
WM 15841	Kit de 25 circuits patient, 2m, à usage unique SANS tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 25 pièces (25x WM 28695)
WM 15842	Kit de 50 circuits patient, 2m, à usage unique SANS tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 50 pièces (50x WM 28695)
WM 28691	3m circuit patient à usage unique SANS tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection
WM 15852	Kit de 10 circuits patient, 3m, à usage unique SANS tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 10 pièces (10x WM 28691)
	Circuit patient à usage unique avec espace mort de moindre volume (consommables)
WM 28183	2m circuit patient à usage unique avec espace mort de moindre volume SANS tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck
WM 28193	2m circuit patient à usage unique avec espace mort de moindre volume AVEC tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck
WM 28215	2m circuit patient à usage unique avec espace mort de moindre volume AVEC tuyau de mesure CO2, complet, pour MEDUMAT Transport, AVEC câble de connexion pour capteur de débit BiCheck
WM 28255	2m circuit patient à usage unique avec espace mort de moindre volume SANS tuyau de mesure CO2, complet, pour MEDUMAT

	Transport, AVEC câble de connexion pour capteur de débit BiCheck
WM 15874	Kit de 50 circuits patient, 2m, à usage unique avec espace mort de moindre volume SANS tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck Conditionnement: 50 pièces (50x WM 28183)
WM 15873	Kit de 25 circuits patient, 2m, à usage unique avec espace mort de moindre volume SANS tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck Conditionnement: 25 pièces (25x WM 28183)
WM 15871	Kit de 10 circuits patient, 2m, à usage unique avec espace mort de moindre volume SANS tuyau de mesure CO2, pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck Conditionnement: 10 pièces (10x WM 28183)
WM 15869	Kit de 50 circuits patient, 2m, à usage unique avec espace mort de moindre volume AVEC tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck Conditionnement: 50 pièces (50x WM 28193)
WM 15868	25 circuits patient, 2m, à usage unique avec espace mort de moindre volume AVEC tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck Conditionnement: 25 pièces (25x WM 28193)
WM 15867	Kit de 10 circuits patient, 2m, à usage unique avec espace mort de moindre volume AVEC tuyau de mesure CO2 pour MEDUMAT Transport, SANS câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, SANS capteur de débit BiCheck et SANS gaine de protection Conditionnement: 10 pièces (10x WM 28193)

Accessoires et pièces de rechange pour MEDUMAT Transport

WM 22430	Capteur de débit BiCheck pour MODUL CapnoVol et MEDUMAT Transport
WM 28624	Capuchon de protection pour capteur de débit BiCheck et câble de connexion

WM 15685	Kit de capteurs de débit BiCheck, 5 unités pour MEDUMAT Transport et MODUL CapnoVol
WM 28552	2m câble de connexion pour capteur de débit BiCheck pour MEDUMAT Transport
WM 28684	3m câble de connexion pour capteur de débit BiCheck pour MEDUMAT Transport
WM 28585	2m gaine de protection réutilisable pour tuyau de ventilation pour MEDUMAT Transport et Circuit patient à valve simple branche et double branche VENTIllogic LS/ plus
WM 28686	3m gaine de protection réutilisable pour tuyau de ventilation pour MEDUMAT Transport
WM 15399	Kit de composants réutilisables pour 2m circuit patient (câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, 2 capteurs de débit BiCheck, gaine de protection)
WM 15529	Kit de composants réutilisables pour 3m circuit patient (câble de connexion pour capteur de débit BiCheck, 2 capteurs de débit BiCheck, gaine de protection)
WM 97011	Kit de filtres à eau, Ø 13 mm, Conditionnement: 5 pièces
WM 28671	Bouchon de raccord pour assemblage à verrouillage femelle (Luer-Lock) à usage unique
WM 28421	2m tuyau de ventilation réutilisable pour MEDUMAT Transport
WM 28683	3m tuyau de ventilation réutilisable pour MEDUMAT Transport
WM 28553	Valve patient réutilisable, complète pour MEDUMAT Transport, comprenant: <ul style="list-style-type: none">- Partie principale (WM 28476)- Couvercle de commande (WM 28472),- Logement pour membrane du clapet antiretour (WM 28473),- Membrane pour valve antiretour (WM 28474),- Membrane pour valve de commande (WM 28475)
WM 28497	Pièce coudée réutilisable, 90° pour MEDUMAT Transport
WM 28476	Partie principale pour valve patient pour MEDUMAT Transport
WM 28472	Couvercle de commande pour valve patient, pour MEDUMAT Transport
WM 28475	Membrane de commande PEEP, pour MEDUMAT Transport
WM 28473	Logement pour membrane du clapet antiretour pour MEDUMAT Transport avec circuit patient réutilisable
WM 28474	Membrane de clapet antiretour pour MEDUMAT Transport avec circuit patient réutilisable
WM 15664	Kit de pièces de rechange circuit patient réutilisable

	pour MEDUMAT Transport
WM 15779	Kit maintenance circuit patient réutilisable pour MEDUMAT Transport
WM 15473	Filtre fin sous emballage, MEDUMAT Transport
WM 28360	Piège à eau
WM 28385	Accumulateur ACCUpack Plus (Li-Ion) pour MEDUMAT Transport, avec recharge externe
WM 28384	Accumulateur ACCUpack (Li-Ion) pour MEDUMAT Transport
WM 28305	Bloc d'alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport et pour Accumulateur PLUS, complet, y compris prise "européenne" type F (WM 17465)
WM 17465	Cordon secteur, modèle F, pour DE, NL, AT, BE, NO, FI, FR, DK, SE, RU, GR, TR, ID, KR
WM 17466	Cordon secteur, modèle G, pour GB, CN, HK, ID, IQ, KE, KW, MY, QA, SA, SG, AE, VN, YE pour bloc d'alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport (WM 28305)
WM 17467	Cordon secteur, modèle I pour AU, NZ pour bloc d'alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport (WM 28305)
WM 17469	Cordon secteur, modèle J pour CH pour bloc d'alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport (WM 28305)
WM 27023	Cordon secteur pour MEDUMAT Transport BR type NBR 14136
WM 28356	Câble de raccordement de 12 V pour MEDUMAT Transport (appareil seul)
WM 9107	Câble de raccordement pour alimentation 12 V d'un MEDUMAT Transport, MODUL CapnoVol sur support mural, assemblé sur une LIFE-BASE
WM 1454	Sac respiratoire pour le contrôle de MEDUMAT
WM 1231	Capuchon de fermeture pour filet extérieur G 3/8
WM 15729	Adaptateur Walther sur NIST pour MEDUMAT Transport

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 66000	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, DE
WM 66015	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, DE
WM 66695	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, DE
WM 66001	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, EN
WM 66016	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, EN
WM 66009	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, FR
WM 66017	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, FR

WM 66002	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, IT
WM 66018	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, IT
WM 66003	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, PL
WM 66023	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, PL
WM 66004	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, TR
WM 66020	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, TR
WM 66005	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, TH
WM 66006	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, SV
WM 66021	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, SV
WM 66007	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, ES
WM 66026	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, ES
WM 66008	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, PT
WM 66019	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, PT
WM 66010	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, NL
WM 66022	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, NL
WM 66014	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, DA
WM 67240	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, DA
WM 66011	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, RU
WM 66027	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, RU
WM 66012	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, EL
WM 66025	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, EL
WM 67225	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, ZH
WM 67227	Mode d'emploi MEDUMAT Transport, RO
WM 67242	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Transport, RO
WM 66670	Notice pour piège à eau, MEDUMAT Transport, DE, GB
WM 66666	Notice pour piège à eau, MEDUMAT Transport, EL
WM 66667	Notice pour piège à eau, MEDUMAT Transport, SV
WM 66668	Notice pour piège à eau, MEDUMAT Transport, NL, ES
WM 66669	Notice pour piège à eau, MEDUMAT Transport, FR, IT
WM 66695	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, DE
WM 66696	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, EN, ES, PT
WM 66697	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, FR, NL, IT
WM 66698	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, PL, RU
WM 66699	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, TR, EL
WM 66700	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, TH

WM 66701	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, SV
WM 66702	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, DA
WM 66704	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, RO
WM 66705	Mode d'emploi circuit patient pour MEDUMAT Transport, KO

Chariot clinique MEDUcart Bedside

WM 28780	<p>MEDUcart Bedside Chariot clinique pour MEDUMAT Transport, ACCUVAC et bouteille d'oxygène ainsi que VALISE ULM ou RESCUE-PACK comprenant: Pied en aluminium avec quatre roulettes (dont 2 avec freins), Colonne Ø 38 mm, Poignée, Porte-bouteilles pour bouteilles d'oxygène (5l ou 10l) avec base et courroie, 3 rails d'hôpital normalisés, 1 panier d'accessoires, Outils nécessaire pour montage</p>
----------	--

Accessoires en option MEDUcart Bedside

WM 28786	Bras articulé, complet, pour MEDUcart
WM 28794	Support pour VALISE ULM I, II ou III ou RESCUE-PACK ou RESCUE-PACK I, y compris kit de fixation pour barre Ø 19 mm - 40 mm

Accessoires et pièces de rechange pour MEDUcart Bedside

WM 28781	Roulette Ø 125 mm, pour MEDUcart Bedside
WM 28782	Roulette freinée, pour MEDUcart Bedside
WM 28783	Rail d'appareillage (25 x 10 x 400 mm), y compris bride de fixation pour colonne Ø 38 mm, pour MEDUcart
WM 28784	Poignée complète, pour MEDUcart Bedside
WM 28795	Panier d'accessoires pour rail d'appareillage
WM 28796	Attache-bouteille pour MEDUcart Bedside
WM 28785	Sangle porte-bouteille, MEDUcart
WM 28787	Bras articulé, segment inférieur, pour MEDUcart
WM 28788	Bras articulé, segment central, pour MEDUcart
WM 28789	Bras articulé, segment supérieur, pour MEDUcart
WM 28791	Lever de serrage avec écrou borgne et anneau

	de friction, pour bras articulé MEDUcart
WM 28792	Collier de serrage double, pour bras articulé MEDUcart
WM 28793	Collier de serrage simple (3 pièces), pour bras articulé MEDUcart

MEDUMAT Standard a - appareil seul

WM 22800	<p>MEDUMAT Standard a Ventilateur d'urgence, complet pour la ventilation en pression positive contrôlée et assistée (IPPV) avec alarmes comprenant :</p> <p>Circuit patient avec valve patient (WM 22520) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074) Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15382) Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15288)</p>
WM 22140	<p>MEDUMAT Standard a Ventilateur d'urgence, japonais, complet pour la ventilation en pression positive contrôlée et assistée (IPPV) avec alarmes comprenant :</p> <p>Circuit patient avec valve patient (WM 22520) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074) Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15382) Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15288)</p>

Systèmes de transport avec MEDUMAT Standard a

WM 8200	<p>LIFE-BASE Mini II avec MEDUMAT Standard a et MODUL Oxygen comprenant :</p> <p>MEDUMAT Standard a, ventilateur d'urgence, complet (WM 22800) MODUL Oxygen (WM 22200) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30341) Tuyau de pression (WM 22315) Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429) Sac d'accessoires (WM 8142) Système de transport LIFE-BASE Mini II, préassemblé (WM 8123)</p>
WM 8215	<p>LIFE-BASE III avec sac de protection, support-lit et MEDUMAT Standard a avec MODUL Oxygen comprenant :</p> <p>MEDUMAT Standard a, ventilateur d'urgence, complet (WM 22800) MODUL Oxygen (WM 22360) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30341)</p>

- WM 8205
 Tuyau de pression (WM 22367)
 Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429)
 Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé (WM 8173)
 Sac de protection (WM 8295)
- WM 8210
 LIFE-BASE II
 avec MEDUMAT Standard a et MODUL Combi comprenant :
 MEDUMAT Standard a, ventilateur d'urgence, complet (WM 22800)
 MODUL Combi (WM 22370)
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fix III (WM 30301)
 Tuyau de pression (WM 22305)
 OMNIVAC, aspirateur de sécrétions avec bocal de récupération de 250 ml (WM 2280)
 Support pour bocal de récupération, orientable (WM 2262)
 Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429)
 Sac d'accessoires (WM 8141)
 Système de transport LIFE-BASE II, préassemblé (WM 8103)
- WM 28245
 LIFE-BASE light avec sac de protection et MEDUMAT Standard a
 comprenant:
 MEDUMAT Standard a ventilateur d'urgence, complet (WM 22800),
 Tuyau de pression, 3m, pour prise d'installation centrale de gaz (WM 22312),
 Système de transport LIFE-BASE light (WM 28370),
 Sac de protection (WM 8023)

RESCUE-PACK avec MEDUMAT Standard a

- WM 9090
 RESCUE-PACK avec équipement de base
 Ventilation avec MEDUMAT Standard a
 comprenant :

RESCUE-PACK, préassemblé avec station
MEDUMAT (WM 9085)
Support pour ampoules (WM 9015)
Mousse de protection pour support ampoules
(WM 9004)
MEDUMAT Standard a, ventilateur d'urgence, complet
(WM 22800)
Tuyau de pression (WM 22302)
Douille de raccord coudé (WM 31130)
OXYWAY Fast II (WM 30851)
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
Tendeurs pour bouteilles O2, 2 unités
(WM 15141)
Masque d'inhalation avec sachet respiratoire et
tuyau (WM 1422)
COMBIBAG, insufflateur pour adulte et enfant
(WM 11000)
Réservoir à oxygène pour COMBIBAG
(WM 11052)
Masque de ventilation pour enfant et
adolescent, taille 3 (WM 5082)
Masque de ventilation avec jupe gonflable en
silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074),
Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063)
Kit de tubes oropharyngés (Guédel)
(WM 15483)
Kit de tubes nasopharyngés (Wendl)
(WM 15484)
MANUVAC , pompe d'aspiration (WM 10800)
Kit de cathéters d'aspiration (WM 15051)
Tendeurs pour MANUVAC (WM 1769)

WM 9065 RESCUE-PACK I avec Équipement de base
Ventilation avec MEDUMAT Standard
comprenant :
RESCUE-PACK I, préassemblé avec station
MEDUMAT (WM 9042)
Porte-ampoules (WM 8427)
MEDUMAT Standard a (WM 22800)
Tuyau de pression (WM 22305)
Douille de raccord coudé (WM 31130)
OXYWAY Fast II (WM 30851)
Console de protection pour manodétendeur
(WM 9047)
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
Tendeurs pour bouteille O2, 2 unités
(WM 15141)
Masque d'inhalation avec sachet respiratoire et
tuyau (WM 1422)
Masque de ventilation pour enfant et
adolescent, taille 3 (WM 5082)
Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063)
Kit de tubes oropharyngés (Guédel) (WM 15483)
Kit de tubes nasopharyngés (Wendl)
(WM 15484),

Sac d'accessoires S, bleu (WM 9022)

Appareils pour la France

WM 22850

MEDUMAT Standard a Ventilateur d'urgence, complet, pour la ventilation contrôlée (VC) et assistée (VACI)
 avec alarmes et panneau tactile en français comprenant :
 2 circuits patient avec valve patient (WM 22520)
 Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074)
 Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15382)
 Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15288)
 Tuyau d'oxygène de 1500 mm, raccord à baïonnette des deux côtés (AFNOR) (WM 22857),
 Connexion française coudée (WM 22910)

WM 22880

MEDUMAT Standard a Ventilateur d'urgence, complet, pour la ventilation contrôlée (VC) et assistée (VACI)
 avec alarmes et panneau de commande en français comprenant :
 Circuit patient à usage unique avec valve patient, 10 unités (WM 28110)
 Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074)
 Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15335)
 Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15288)
 Tuyau de pression de 1500 mm, raccord à baïonnette des deux côtés (AFNOR) (WM 22857),
 Connexion française coudée (WM 22910)

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16676

Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, DE

WM 16686

Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, DE

WM 66033

Mode d'emploi circuit patient, à usage unique pour MEDUMAT Easy, Standard et Standard a, DE, EN, FR

WM 67100

Mode d'emploi pour complément d'équipement pour filtre sortie de l'appareil pour MEDUMAT Standard et Standard a, DE, EN, FR

WM 16677

Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, EN

WM 16687

Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, EN

WM 16678

Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, FR

WM 16688	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, FR
WM 16679	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, IT
WM 66372	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, IT
WM 16683	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, ES
WM 66371	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, ES
WM 16684	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, NL
WM 66369	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, NL
WM 16685	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, PT
WM 16689	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, NO
WM 16700	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a FI
WM 66370	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, NO
WM 66275	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, PL
WM 66365	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, PL
WM 66276	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, ZH
WM 66366	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, ZH
WM 66277	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, RU
WM 66367	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, RU
WM 66278	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, TR
WM 66373	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, TR
WM 67141	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, EL
WM 66375	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, SV
WM 66376	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, TH
WM 66377	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, DA
WM 66279	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, JA
WM 66374	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard a, JA
WM 16701	Mode d'emploi MEDUMAT Standard a, ID

MEDUMAT Standard - appareil seul

WM 22500	<p>MEDUMAT Standard Ventilateur d'urgence, complet pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) avec alarmes comprenant :</p> <p>Circuit patient avec valve patient (WM 22520) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074) Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15335) Kit éléments de fixation pour assemblage</p>
----------	--

(WM 15288)

WM 22100 MEDUMAT Standard Ventilateur d'urgence, japonais, complet pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) avec alarmes comprenant :

Circuit patient avec valve patient (WM 22520)
 Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074)
 Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15335)
 Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15288)

Systèmes de transport avec MEDUMAT Standard

WM 8251 LIFE-BASE III avec sac de protection et support-lit avec MEDUMAT Standard et MODUL CPAP comprenant :

MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence, complet (WM 22500)
 MODUL CPAP (WM 29100)
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fast II (WM 30851)
 Tuyau de pression (WM 22367)
 Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429)
 Système de transport LIFE-BASE III, (WM 8173)
 Sac de protection (WM 8295),
 Grand kit de départ pour thérapie CPAP, comprenant:
 Kit, CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 10 unités (WM 15638),
 Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais, 2 unités (WM 20703),
 Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais, 4 unités (WM 20704),
 Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais, 4 unités (WM 20705),
 Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702)

WM 9121 LIFE-BASE Mini II avec MEDUMAT Standard et MODUL CPAP comprenant :

MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence, complet (WM 22500)
 MODUL CPAP (WM 29100)
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fast II (WM 30891)
 Tuyau de pression (WM 22315)
 Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429)
 Sac d'accessoires (WM 8142)

- Système de transport LIFE-BASE mini II,
préassemblé (WM 8123),
Grand kit de départ pour thérapie CPAP,
comprenant:
Kit, CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP,
à usage unique, 10 unités (WM 15638),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin
d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour
harnais, 2 unités (WM 20703),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin
d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour
harnais, 4 unités (WM 20704),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin
d'air, taille L (grand adulte) avec bague de
fixation pour harnais, 4 unités (WM 20705),
Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702)
- WM 8120 LIFE-BASE Mini II
avec MEDUMAT Standard et MODUL Oxygen
comprenant :
MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence,
complet (WM 22500)
MODUL Oxygen (WM 22200)
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30341)
Tuyau de pression (WM 22315)
Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
(WM 1429)
Sac d'accessoires (WM 8142)
Système de transport LIFE-BASE Mini II,
préassemblé (WM 8123)
- WM 8170 LIFE-BASE Mini II avec MEDUMAT Standard et
OXYWAY Fast II manodétendeur et distributeur
en T
- Comprenant:
MEDUMAT Standard ventilateur,
complet (WM 22500),
bouteille d'oxygène de 2 litres (WM 1822),
OXYWAY Fast II (WM 30851),
tuyau pressure (WM 22315),
distributeur en T sans valve anti-retour
(WM 8187),
Masque d'inhalation avec tuyau de
connexion (WM 1429)
sac d'accessoires (WM 8142),
système de transport LIFE-BASE Mini II,
préassemblé (WM8123)
- WM 9160 LIFE-BASE Mini II
avec MEDUMAT Standard (amovible par clic) et
MODUL Oxygen
comprenant :
MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence,
complet (WM 22500)
MODUL Oxygen (WM 22360)

	Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) OXYWAY Fix III (WM 30301) Tuyau de pression (WM 5795) Tuyau de pression (WM 8153) Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429) Sac d'accessoires (WM 8142) Système de transport avec support station MEDUMAT (WM 9163)
WM 8240	LIFE-BASE III avec sac de protection, support-lit et MEDUMAT Standard avec MODUL Oxygen comprenant : MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence, complet (WM 22500) MODUL Oxygen (WM 22360) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30341) Tuyau de pression (WM 22367) Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429) Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé (WM 8173) Sac de protection (WM 8295)
WM 9150	LIFE-BASE III avec sac de protection, support-lit et MEDUMAT Standard (amovible par clic) avec MODUL Oxygen comprenant : MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence, complet (WM 22500) MODUL Oxygen (WM 22360) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30341) Tuyau de pression (WM 5796) Tuyau de pression (WM 8153) Adaptateur pour obturateur express G 3/8 (WM 1485) Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429) Système de transport LIFE-BASE III avec station MEDUMAT , préassemblé (WM 9153) Sac de protection (WM 8295)
WM 8100	LIFE-BASE II avec MEDUMAT Standard et MODUL Combi comprenant : MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence, complet (WM 22500) MODUL Combi (WM 22370) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) OXYWAY Fix III (WM 30301) Tuyau de pression (WM 22305) OMNIVAC, aspirateur de sécrétions avec bocal de récupération de 250 ml (WM 2280) Support pour bocal de récupération, orientable (WM 2262)

	Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429) Sac d'accessoires (WM 8141) Système de transport LIFE-BASE II, préassemblé (WM 8103)
WM 8105	LIFE-BASE II avec MEDUMAT Standard et MODUL Oxygen comprenant : MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence, complet (WM 22500) MODUL Oxygen (WM 22360) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) OXYWAY Fix III (WM 30301) Tuyau de pression (WM 22305) Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429) Sac d'accessoires (WM 8141) Système de transport LIFE-BASE II, préassemblé (WM 8103)
WM 8110	LIFE-BASE II avec MEDUMAT Standard (amovible par clic) et MODUL Oxygen comprenant : MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence, complet (WM 22500) Station MEDUMAT (WM 22689) MODUL Oxygen (WM 22360) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) OXYWAY Fix III (WM 30301) Tuyau de pression (WM 22305) Tuyau de pression (WM 8153) Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429) Sac d'accessoires (WM 8141) Système de transport LIFE-BASE II, préassemblé (WM 8103)
WM 22900	Appareils pour la France MEDUMAT Standard Ventilateur d'urgence, complet, pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) avec alarmes et panneau de commande en français comprenant : 2 circuits patient avec valve patient (WM 22520) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074) Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15335) Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15288) Tuyau de pression de 1500 mm, raccord à des deux côtés (AFNOR) (WM 22857), Connexion française coudée (WM 22910)
WM 22940	MEDUMAT Standard Ventilateur d'urgence,

complet, pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) avec alarmes et panneau de commande en français
 comprenant :
 Circuit patient à usage unique, avec valve patient, 10 unités (WM 28110)
 Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074)
 Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15335)
 Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15288)
 Tuyau d'oxygène de 1500 mm, raccord à baïonnette des deux côtés (AFNOR) (WM 22857),
 Connexion française coudée (WM 22910)

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16173	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, DE
WM 16177	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, DE
WM 66033	Mode d'emploi circuit patient, à usage unique pour MEDUMAT Easy, Standard et Standard a, DE, EN, FR
WM 67100	Mode d'emploi pour complément d'équipement pour filtre sortie de l'appareil pour MEDUMAT Standard et Standard a, DE, EN, FR
WM 16174	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, EN
WM 16178	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, EN
WM 16175	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, FR
WM 16179	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, FR
WM 16176	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, PT
WM 16180	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, PT
WM 16252	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, IT
WM 16254	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, IT
WM 16605	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, NL
WM 16606	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, NL
WM 16126	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, ES
WM 16878	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, ES
WM 66271	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, ZH

WM 66361	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, ZH
WM 66270	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, PL
WM 66360	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, PL
WM 66272	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, RU
WM 66362	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, RU
WM 66274	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, EL
WM 66364	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, EL
WM 66269	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, TR
WM 67130	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, CS
WM 66356	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, DA
WM 66357	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, SV
WM 66268	Mode d'emploi MEDUMAT Standard, JA
WM 66358	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Standard, JA

MEDUMAT Easy CPR - appareils seuls

WM 28140	<p>MEDUMAT Easy CPR Ventilateur d'urgence, complet avec assistance vocale version française (DE, EN, FR, IT, ES, PT, PT (br), NL, NO, SV, DA, FI, IS) pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) avec assistance CPR, l'inhalation d'oxygène en mode de débit à la demande, alarmes avec MEDUtrigger pour déclencher manuellement les insufflations (WM 20900), Circuit patient avec valve patient, 1 unité (WM 22520), Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074), Gaine de protection réutilisable pour circuit patient (WM 8297), Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15357), Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15007)</p>
WM 28160	<p>MEDUMAT Easy CPR Ventilateur d'urgence, complet avec assistance vocale (RU, PL, CS, ZH, JA, AR, FA, DE, EN, TR, TH, ID, HI, KO) pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) avec assistance CPR, l'inhalation d'oxygène en mode de débit à la demande et alarmes avec MEDUtrigger de produire de mouvement respiratoire manuel (WM 20900), Circuit patient avec valve patient (WM 22520), Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074), Gaine de protection réutilisable pour circuit patient (WM 8297) Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15357) Kit éléments de fixation pour assemblage</p>

(WM 15007)

- Appareils pour la France**
- WM 28150 MEDUMAT Easy CPR Ventilateur d'urgence, complet avec assistance vocale (DE, EN, FR, IT, ES, PT, BR, NL, NO, SV, DA, FI, IS) pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) avec assistance CPR, l'inhalation d'oxygène en mode de débit à la demande, alarmes et panneau tectile en français avec MEDUtrigger de produire de mouvement respiratoire manuel (WM 20900), Circuit patient avec valve patient, 2 unités (WM 22520), Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074), Gaine de protection réutilisable pour circuit patient (WM 8297) Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15357) Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15007)
- WM 28161 MEDUMAT Easy CPR Ventilateur d'urgence, complet avec assistance vocale version française (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, NO, SV, DA, FI, IS) pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) avec assistance CPR, l'inhalation d'oxygène en mode de débit à la demande, alarmes et panneau tactile en français avec MEDUtrigger pour déclencher manuellement les insufflations (WM 20900), Circuit patient avec valve patient, à usage unique, 10 unités (WM 28110), Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074), Gaine de protection réutilisable pour circuit patient (WM 8297) Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15357) Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15007)

Systèmes de transport avec MEDUMAT Easy CPR

- WM 9155 LIFE-BASE III avec sac de protection et support-lit avec MEDUMAT Easy CPR comprenant:
 MEDUMAT Easy CPR, ventilateur d'urgence, complet (WM 28140)
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fast II (WM 30851),
 Distributeur en T avec valve anti-retour (WM 8220)
 Tuyau de pression (WM 5791)
 Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé (WM 8173)

- WM 8000 Sac de protection (WM 8295)
LIFE-BASE III PCMV avec MEDUMAT Easy CPR,
MODUL Oxygen et répartiteur triple
comprenant :
MEDUMAT Easy CPR, ventilateur d'urgence,
complet (WM 28140),
MODUL Oxygen (WM 22360),
Répartiteur triple à débit fixe, réglé sur 10 l/min
(WM 3834),
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
OXYWAY Fix III (WM 30301)
Tuyau de pression (WM 22869),
Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
(WM 1429),
Système de transport LIFE-BASE III,
préassemblé (WM 8227),
Sac de protection (WM 8295)
- WM 28230 LIFE-BASE light avec sac d'accessoires et
MEDUMAT Easy CPR.
comprenant:
MEDUMAT Easy CPR ventilateur d'urgence,
complet (WM 28140),
Tuyau de pression, 3m, pour prise d'installation
centrale de gaz (WM 22312),
Système de transport LIFE-BASE light
(WM 28370),
Sac d'accessoires (WM 8022)
- WM 28235 LIFE-BASE light avec sac de protection,
MEDUMAT Easy CPR et MODUL CPAP
comprenant:
MEDUMAT Easy CPR ventilateur d'urgence,
complet (WM 28140),
MODUL CPAP pour thérapie CPAP 0-15 mbar
(WM 29125), avec raccord rapide O2 (type
Walther), avec petit kit de départ pour thérapie
CPAP, comprenant:
CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP,
à usage unique (WM 29119),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin
d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour
harnais (WM 20704),
Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702),
Tuyau de pression, 3m, pour prise d'installation
centrale de gaz (WM 22312),
Système de transport LIFE-BASE light
(WM 28370),
Sac de protection (WM 8023)

RESCUE-PACK avec MEDUMAT Easy CPR

- WM 9076 RESCUE-PACK I avec équipement de base
Ventilation avec MEDUMAT Easy CPR
comprenant :
RESCUE-PACK I, vide (WM 9060),

	Support pour ampoules (WM 8427), MEDUMAT Easy CPR, ventilateur d'urgence, complet (WM 28140), Tuyau de pression (WM 22320) OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30311) Console de protection pour manodétendeur (WM 9047), Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822), Tendeurs pour bouteilles O2, 2 unités (WM 15141), Masque de ventilation pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082), Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074), Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063), Kit de tubes oropharyngés (Guédel) (WM 15483), Kit de tubes nasopharyngés (Wendl) (WM 15484), Sac d'accessoires, taille S, bleu (WM 9022)
WM 9071	RESCUE-PACK avec équipement de base Ventilation avec MEDUMAT Easy CPR comprenant : RESCUE-PACK, vide (WM 9000), Support pour ampoules (WM 9015), Mousse de protection pour support ampoules (WM 9004), MEDUMAT Easy CPR, ventilateur d'urgence, complet (WM 28140), Tuyau de pression (WM 22320), OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30311), Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822), Tendeurs pour bouteilles O2, 2 unités (WM 15141), COMBIBAG, insufflateur pour adulte et enfant (WM 11000), Masque de ventilation pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082), Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063), Kit de tubes oropharyngés (Guédel) (WM 15483), Kit de tubes nasopharyngés (Wendl) (WM 15484), MANUVAC , pompe d'aspiration (WM 10800), Kit cathéters d'aspiration (WM 15051), Tendeurs pour MANUVAC (WM 1769)

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 67270	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, DE
WM 67290	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, DE
WM 67271	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, EN, ES, PT

WM 67291	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, EN, ES, PT
WM 67272	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, IT, FR, NL
WM 67292	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, IT, FR, NL
WM 67273	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, DA, SV, NO
WM 67293	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, DA, SV, NO
WM 67277	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, IS, FI
WM 67297	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, IS, FI
WM 67274	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, RU, PL, CS
WM 67294	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, RU, PL, CS
WM 67278	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, TR, TH, ID
WM 67298	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, TR, TH, ID
WM 67279	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, FA
WM 67299	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, FA
WM 67276	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, AR
WM 67296	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, AR
WM 67275	Mode d'emploi MEDUMAT Easy CPR, ZH
WM 67295	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy CPR, ZH

MEDUMAT Easy - appareil seul

WM 28000	<p>MEDUMAT Easy Ventilateur d'urgence, complet avec assistance vocale (DE, EN, FR, IT, ES, PT, BR, NL, NO, SV, DA, FI, IS)</p> <p>pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) et l'inhalation d'oxygène en mode de débit à la demande avec alarmes comprenant :</p> <p>Circuit patient avec valve patient (WM 22520) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074) Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15323) Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15007)</p>
WM 28020	<p>MEDUMAT Easy Ventilateur d'urgence, complet avec assistance vocale (RU, PL, CS, ZH, JA, AR, FA, DE, EN, TR, TH, ID)</p> <p>pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) et l'inhalation d'oxygène en mode de débit à la demande avec alarmes comprenant :</p> <p>Circuit patient avec valve patient (WM 22520)</p>

- Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074)
 Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15323)
 Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15007)
- WM 28120 MEDUMAT Easy Ventilateur d'urgence, japonais, complet avec assistance vocale pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) et l'inhalation d'oxygène en mode de débit à la demande avec alarmes comprenant :
 Circuit patient avec valve patient (WM 22520)
 Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074)
 Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15323)
 Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15007)

Systèmes de transport avec MEDUMAT Easy

- WM 9131 LIFE-BASE III avec sac de protection et support-lit avec MEDUMAT Easy et MODUL CPAP comprenant :
 MEDUMAT Easy, ventilateur d'urgence, complet (WM 28000)
 MODUL CPAP (WM 29100)
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fast II (WM 30851),
 Distributeur en T avec valve anti-retour (WM 8220),
 Tuyau de pression (WM 5791)
 Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé (WM 8173)
 Sac de protection (WM 8295),
 Grand kit de départ pour thérapie CPAP, comprenant:
 Kit, CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 10 unités (WM 15638),
 Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais, 2 unités (WM 20703),
 Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais, 4 unités (WM 20704),
 Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais, 4 unités (WM 20705),
 Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702)
- WM 9130 LIFE-BASE III avec sac de protection, support-lit et MEDUMAT Easy comprenant :
 MEDUMAT Easy, ventilateur d'urgence, complet (WM 28000)
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30341)

Distributeur en T avec valve anti-retour (WM 8220)
 Tuyau de pression (WM 5791)
 Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé
 (WM 8173)
 Sac de protection (WM 8295)

WM 8090

LIFE-BASE III PCMV avec MEDUMAT Easy,
 MODUL Oxygen et répartiteur triple
 comprenant :
 MEDUMAT Easy (WM 28000),
 MODUL Oxygen (WM 22360),
 Répartiteur triple à débit fixe, réglé sur 10 l/min
 (WM 3834),
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fix III (WM 30301)
 Système de tuyau de pression,
 Adaptateur pour modules (22265)
 Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
 (WM 1429),
 Système de transport LIFE-BASE III,
 préassemblé (WM 8227),
 Sac de protection (WM 8295)

WM 28100

Appareils pour la France
 MEDUMAT Easy Ventilateur d'urgence,
 complet avec assistance vocale
 (DE, EN, FR, IT, ES, PT, BR, NL, NO, SV, DA,
 FI, IS) pour la ventilation en pression
 positive contrôlée
 (IPPV) et l'inhalation d'oxygène en mode de débit
 à la demande avec alarmes
 avec panneau de commande en français
 comprenant :
 2 circuits patient avec valve patient (WM 22520)
 Masque de ventilation avec jupe gonflable en
 silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074)
 Kit éléments de fixation pour assemblage
 (WM 15007)
 Tuyau de pression de 1500 mm, raccord à
 baïonnette des deux côtés (AFNOR) (WM 22857),
 Connexion française coudée (WM 22910)

WM 28050

MEDUMAT Easy Ventilateur d'urgence,
 complet avec assistance vocale pour la
 ventilation en pression positive contrôlée
 (IPPV) et l'inhalation d'oxygène en mode de débit
 à la demande avec alarmes
 avec panneau de commande en français
 comprenant :
 circuits patient à usage unique avec valve patient
 (WM 28110), 10 unités
 Masque de ventilation avec jupe gonflable en
 silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074),
 Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15323),
 Kit éléments de fixation pour assemblage

(WM 15007),
Tuyau de pression de 1500 mm, raccord à
baïonnette des deux côtés (AFNOR) (WM 22857),
Connexion française coudée (WM 22910)

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16843	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, DE
WM 16817	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, DE
WM 66033	Mode d'emploi circuit patient, à usage unique pour MEDUMAT Easy, Standard et Standard a, DE, EN, FR
WM 16844	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, EN, ES, PT
WM 16862	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, EN, ES, PT
WM 16845	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, FR, IT, NL
WM 16863	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, FR, IT, NL
WM 16865	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, DA, SV, NO
WM 16864	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, DA, SV, NO
WM 66083	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, IS, FI
WM 66078	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, IS, FI
WM 66082	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, ARE
WM 66077	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, ARE
WM 66081	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, ZH
WM 66076	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, ZH
WM 66084	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, TR, TH, ID
WM 66079	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, TR, TH, ID
WM 66080	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, RU, PL, CS
WM 66075	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, RU, PL, CS
WM 66087	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, FA
WM 66085	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, FA (Farsi)
WM 66088	Mode d'emploi abrégé MEDUMAT Easy, JA
WM 66086	Mode d'emploi MEDUMAT Easy, JA

Accessoires et pièces de rechange pour MEDUMAT Standard a, Standard, Easy CPR, Easy

WM 28625	EasyLung pour WEINMANN
WM 3215	Valve PEP avec cône de raccordement, réglable en continu 2,5-10 mbar, (22 mm de diamètre extérieur)
WM 22520	Circuit patient avec valve patient réutilisable pour MEDUMAT Easy, Easy CPR, Standard et Standard a
WM 22647	Tuyau de ventilation double, sans valve, réutilisable pour MEDUMAT Easy, Easy CPR, Standard, Standard a
WM 3280	Valve patient pour MEDUMAT Standard, Standard a, Easy CPR, Easy, Basic, Basic-p, comprenant : Connecteur circuit patient (WM 3213) Partie supérieure de la valve patient (WM 3181) Partie inférieure avec ventilation spontanée possible (WM 3285) Membrane labiale (WM 3211)
WM 3213	Connecteur circuit patient
WM 3181	Partie supérieure de la valve patient
WM 3285	Partie inférieure avec ventilation spontanée possible pour MEDUMAT Easy, Easy CPR, Basic-p, Standard, Standard a
WM 3211	Membrane labiale
WM 15320	Kit I membranes labiales (25 x WM 3211)
WM 15330	Kit II membranes labiales (50 x WM 3211)
WM 3212	Membrane pour branche d'expiration de la valve patient
WM 3282	Ensemble côté respiration spontanée
WM 3284	Membrane pour côté respiration spontanée
WM 8297	Gaine de protection réutilisable pour circuit patient pour MEDUMAT Standard/Standard a/Easy CPR/ Easy
WM 28110	Circuit patient avec valve patient, à usage unique pour MEDUMAT Easy, Easy CPR, Standard et Standard a
WM 15454	Kit de circuits patient à usage unique 10 x WM 28110
WM 15455	Kit de circuits patient à usage unique 25 x WM 28110
WM 15456	Kit de circuits patient à usage unique 50 x WM 28110
WM 15780	Complément d'équipement pour filtre sortie de l'appareil pour MEDUMAT Standard et Standard a

WM 20900	MEDUtrigger pour déclencher manuellement les insufflations pour MEDUMAT Easy CPR
WM 28144	Capuchon de protection pour prise appareil MEDUMAT Easy CPR pour MEDUtrigger
WM 22162	Filtre de système respiration pour des MEDUMAT ventilateurs
WM 22651	Fusible T 500 L 250 V
WM 15186	Kit de piles pour MEDUMAT Standard, Standard a, Basic et Basic-p
WM 15382	Kit de contrôle pour MEDUMAT Standard a
WM 15335	Kit de contrôle pour MEDUMAT Standard
WM 15357	Kit de contrôle pour MEDUMAT Easy CPR
WM 15323	Kit de contrôle pour MEDUMAT Easy
WM 28045	Pile pour MEDUMAT Easy
WM 4954	Capuchon, percé
WM 7571	Filtre à poussières pour tous les appareils MEDUMAT

Monitoring pour la ventilation

MODUL CapnoVol - appareil seul

WM 22460 MODUL CapnoVol complet
Monitoring pour la ventilation d'urgence
y compris raccordement 12 V véhicule/MODUL
CapnoVol (WM 22895)

Systèmes de transport avec MODUL CapnoVol et MEDUMAT Standard a

WM 9125 LIFE-BASE Mini II
avec MEDUMAT Standard a et MODUL
CapnoVol
comprenant :
MEDUMAT Standard a, ventilateur d'urgence,
complet (WM 22800)
MODUL CapnoVol, complet (WM 22440)
sans câble de raccordement de 12 V (WM 22895),
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
OXYWAY Fast II (WM 30891)
Tuyau de pression avec adaptateur pour
obturateur express (WM 22871),
Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
(WM 1429)
Douille avec écrou-raccord, coudé (WM 31130)
Sac d'accessoires (WM 8142)
Système de transport LIFE-BASE Mini II avec
interface de charge, préassemblé (WM 8078)
Remarque: Pour fonctionner, MODUL CapnoVol
nécessite un chargeur supplémentaire.

WM 9115 LIFE-BASE III avec sac de protection,
support-lit, MEDUMAT Standard a et MODUL
CapnoVol
comprenant :
MEDUMAT Standard a, ventilateur d'urgence,
complet (WM 22800)
MODUL CapnoVol, complet (WM 22400)
sans câble de raccordement de 12 V (WM 22895),
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
OXYWAY Fast II (WM 30851)
Adaptateur pour obturateur express G 3/8
(WM 1485)
Tuyau de pression (WM 22872)
Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
(WM 1429)
Douille avec écrou-raccord, coudé (WM 31130)
Système de transport LIFE-BASE III avec
interface de charge, préassemblé (WM 8079)
Sac de protection (WM 8295)
Remarque: Pour fonctionner, MODUL CapnoVol

WM 9105 nécessite un chargeur supplémentaire.
LIFE-BASE II avec MEDUMAT Standard a et
MODUL CapnoVol
comprenant :
MEDUMAT Standard a, ventilateur d'urgence,
complet (WM 22800)
MODUL CapnoVol, complet (WM 22400)
sans câble de raccordement de 12 V (WM 22895),
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
OXYWAY Fast II (WM 30851)
Distributeur en T avec obturateur express
(WM 22395)
Tuyau de pression (WM 22873)
Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
(WM 1429)
Douille avec écrou-raccord, coudé (WM 31130)
Sac d'accessoires (WM 8141)
Système de transport LIFE-BASE II avec interface
de charge, préassemblé (WM 8077)
Remarque: Pour fonctionner, MODUL CapnoVol
nécessite un chargeur supplémentaire.

Systèmes de transport avec MODUL CapnoVol et MEDUMAT Standard

WM 9120 LIFE-BASE Mini II
avec MEDUMAT Standard et MODUL
CapnoVol
comprenant :
MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence,
complet (WM 22500)
MODUL CapnoVol, complet (WM 22440)
sans câble de raccordement de 12 V (WM 22895),
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
OXYWAY Fast II (WM 30891)
Tuyau de pression avec adaptateur pour
obturateur express (WM 22871),
Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
(WM 1429)
Douille avec écrou-raccord, coudé (WM 31130)
Sac d'accessoires (WM 8142)
Système de transport LIFE-BASE Mini II avec
interface de charge, préassemblé (WM 8078)
Remarque: Pour fonctionner, MODUL CapnoVol
nécessite un chargeur supplémentaire.

WM 9110 LIFE-BASE III avec sac de protection,
support-lit, MEDUMAT Standard et MODUL
CapnoVol
comprenant :
MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence,
complet (WM 22500)
MODUL CapnoVol, complet (WM 22400)
sans câble de raccordement de 12 V (WM 22895),
Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)

- OXYWAY Fast II (WM 30851)
 Adaptateur pour obturateur express G 3/8
 (WM 1485)
 Tuyau de pression (WM 22872)
 Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
 (WM 1429)
 Douille avec écrou-raccord, coudé (WM 31130)
 Système de transport LIFE-BASE III avec
 interface de charge, préassemblé (WM 8079)
 Sac de protection (WM 8295)
 Remarque: Pour fonctionner, MODUL CapnoVol
 nécessite un chargeur supplémentaire.
- WM 9100 LIFE-BASE II
 avec MEDUMAT Standard et
 MODUL CapnoVol
 comprenant :
 MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence,
 complet (WM 22500)
 MODUL CapnoVol, complet (WM 22400)
 sans câble de raccordement de 12 V (WM 22895),
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fast II (WM 30851)
 Distributeur en T avec obturateur express
 (WM 22395)
 Tuyau de pression (WM 22873)
 Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
 (WM 1429)
 Douille avec écrou-raccord, coudé (WM 31130)
 Sac d'accessoires (WM 8141)
 Système de transport LIFE-BASE II avec interface
 de charge, préassemblé (WM 8077)
 Remarque: Pour fonctionner, MODUL CapnoVol
 nécessite un chargeur supplémentaire.

Compléments d'équipement pour MODUL CapnoVol

Le complément d'équipement de systèmes de transport existants avec le module CapnoVol ne peut être effectué qu'au Centre de production, de logistique et de services (Zentrum für Produktion, Logistik, Service Weinmann, Geräte für Medizin GmbH + Co. KG, Siebenstücken 14, D-24558 Henstedt-Ulzburg, Allemagne) ou par le Servicemobil Weinmann.

- WM 9111 Complément d'équipement MODUL CapnoVol
 pour LIFE-BASE Micro
 y compris MODUL CapnoVol et support
 mural, heures de travail et pièces neuves
 nécessaires pour l'équipement complémentaire
 du système de transport
- WM 9112 Complément d'équipement MODUL CapnoVol
 pour LIFE-BASE Mini II
 y compris MODUL CapnoVol et support
 mural, heures de travail et pièces neuves
 nécessaires pour l'équipement complémentaire
 du système de transport

- WM 9113 Complément d'équipement MODUL CapnoVol pour LIFE-BASE II y compris MODUL CapnoVol et support mural, heures de travail et pièces neuves nécessaires pour l'équipement complémentaire du système de transport
- WM 9114 Complément d'équipement MODUL CapnoVol pour LIFE-BASE III y compris MODUL CapnoVol et support mural, heures de travail et pièces neuves nécessaires pour l'équipement complémentaire du système transport

Accessoires et pièces de rechange pour MODUL CapnoVol

- WM 22395 Distributeur en T avec obturateur express pour LIFE-BASE II avec MODUL CapnoVol
- WM 9107 Câble de raccordement pour alimentation 12 V d'un MEDUMAT Transport, MODUL CapnoVol sur support mural, assemblé sur une LIFE-BASE
- WM 22895 Câble de raccordement de 12 V pour MODUL CapnoVol (appareil seul), avec jarret price
- WM 2610 Bloc d'alimentation/chargeur pour courant alternatif 100-240 V, y compris cordon secteur selon EN 50075 ("prise européenne") et mode d'emploi (pour ACCUVAC, MODUL CapnoVol, MEDUMAT Elektronik)
Pour utilisation avec ACCUVAC Basic WM 10700 ou WM 10705 veuillez également commander le câble de raccordement WM 10650
- WM 15680 Kit de 5 2m circuits de mesure CO₂ à usage unique
- WM 15681 Kit adaptateur IR avec logiciel et support, pour MODUL CapnoVol
- WM 22480 PC-logiciel Easyview-Service
- WM 8297 Gaine de protection réutilisable pour circuit patient pour MEDUMAT Standard/Standard a/Easy CPR/ Easy
- WM 97010 Kit de filtres à eau, Ø 25 mm, Conditionnement: 5 pièces
- WM 97011 Kit de filtres à eau, Ø 13 mm, Conditionnement: 5 pièces
- WM 22430 Capteur de débit BiCheck pour MODUL CapnoVol et MEDUMAT Transport
- WM 15685 Kit de capteurs de débit BiCheck, 5 unités pour MEDUMAT Transport et MODUL CapnoVol
- WM 22420 Câble pour capteur de débit BiCheck/ MODUL CapnoVol
- WM 97061 Bouteille de gaz de calibration 5% CO₂

	(5% CO ₂ , 95% O ₂)
WM 97062	Manodétendeur pour bouteille de gaz de calibration
WM 22388	Clip 15 mm
WM 15459	Kit adaptateur coudé Luer-Lock (10 x WM 22877)
WM 22875	Support pour adaptateur IR, complet
WM 1145/75	Anneau torique 50-2
WM 30891	OXYWAY Fast II, G 3/4 Manodétendeur pour oxygène - Raccord à main haute pression G 3/4 - Boulon de raccord 30 mm à droite - Bouton régulateur et manomètre de contenu - Sortie pression G 3/8, fixe (90 l/min) - Sortie débit, réglable par crans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16, tournée à 90° (convient au LIFE-BASE Mini II. Ne pas utiliser avec MEDUMAT Variabel, Control, Compact, Elektronik et Transport) (Douille de raccordement à commander séparément S.V.P.)

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16828	Mode d'emploi MODUL CapnoVol , DE
WM 16850	Mode d'emploi MODUL CapnoVol , EN
WM 16851	Mode d'emploi MODUL CapnoVol , FR
WM 16853	Mode d'emploi MODUL CapnoVol , IT
WM 16854	Mode d'emploi MODUL CapnoVol , ES
WM 16856	Mode d'emploi MODUL CapnoVol , PT
WM 16852	Mode d'emploi MODUL CapnoVol , NL
WM 16855	Mode d'emploi MODUL CapnoVol , SV
WM 66820	Mode d'emploi MODUL CapnoVol, TR

Système de MODULes

Remarque: Les prix des systèmes modulaires avec bouteilles d'oxygène ou manodétendeurs peuvent varier si livrés avec d'autres raccords.

MODUL CPAP - appareils seuls

- WM 29100 MODUL CPAP pour thérapie CPAP 0-15 mbar, avec raccord rapide O2 (type Walther), avec grand kit de départ pour thérapie CPAP, comprenant:
Kit, CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 10 unités (WM 15638),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais, 2 unités (WM 20703),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais, 4 unités (WM 20704),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais, 4 unités (WM 20705),
Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702)
- WM 29125 MODUL CPAP pour thérapie CPAP 0-15 mbar, avec raccord rapide O2 (type Walther), avec petit kit de départ pour thérapie CPAP, comprenant:
CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique (WM 29119),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais (WM 20704),
Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702)
- WM 29130 MODUL CPAP pour thérapie CPAP 0-15 mbar, avec raccord rapide O2 (type AGA), avec grand kit de départ pour thérapie CPAP, comprenant:
Kit, CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 10 unités (WM 15638),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais, 2 unités (WM 20703),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais, 4 unités (WM 20704),
Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais, 4 unités (WM 20705),
Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702)
- WM 29145 MODUL CPAP pour thérapie CPAP 0-15 mbar, avec raccord rapide O2 (type AGA), avec

- petit kit de départ pour thérapie CPAP,
 comprenant:
 CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP,
 à usage unique (WM 29119),
 Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin
 d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour
 harnais (WM 20704),
 Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702)
- WM 28240 LIFE-BASE light avec sac d'accessoires et
 MODUL CPAP
 comprenant:
 MODUL CPAP pour thérapie CPAP 0-15 mbar
 (WM 29125), avec raccord rapide O2 (type
 Walther), avec petit kit de départ pour thérapie
 CPAP, comprenant:
 CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP,
 à usage unique (WM 29119),
 Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin
 d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour
 harnais (WM 20704),
 Harnais pour masques PPC/VNI (WM 20702),
 Tuyau de pression, 3m, pour prise d'installation
 centrale de gaz (WM 22312),
 Système de transport LIFE-BASE light
 (WM 28370),
 Sac d'accessoires (WM 8023)

MODUL Oxygen - appareil seul

- WM 22200 MODUL Oxygen
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15 l/min, avec
 raccord rapide O2 (type Walther) et
 raccord droit pour tuyau d'inhalation
- WM 22360 MODUL Oxygen
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15 l/min, avec
 raccord rapide O2 (type Walther) et
 raccord coudé pour tuyau d'inhalation
- WM 22299 MODUL Oxygen
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15 l/min, avec
 raccord rapide O2 (type DIN) et
 raccord pour tuyau d'inhalation
- WM 22240 MODUL Oxygen
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15 l/min, avec
 raccord rapide O2 (type AGA) et
 raccord pour tuyau d'inhalation
- WM 22330 MODUL Oxygen
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15 l/min, avec
 raccord rapide O2 (type baïonnette) et
 raccord pour tuyau d'inhalation

Système de transport avec MODUL Oxygen

- WM 8226 LIFE-BASE III PCMV avec MODUL Oxygen

et répartiteur triple
 comprenant :
 MODUL Oxygen (WM 22360)
 Répartiteur triple à débit fixe, réglé sur 10 l/min
 (WM 3834)
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fix III (WM 30301)
 Tuyau de pression (WM 5737)
 Tuyau de pression (WM 22320)
 Adaptateur pour modules (WM 22265)
 Masque d'inhalation avec tuyau de connexion
 (WM 1429)
 Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé
 (WM 8041),
 Sac de protection (WM 8295)

WM 8194

(autres débits pour le répartiteur disponibles sur demande)

MODUL Combi - appareil seul

WM 22210

MODUL Combi
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15l/min,
 l'aspiration des sécrétions à -0,5 bar (fixe),
 avec raccord rapide O2 (type Walther), raccord
 pour tuyau d'inhalation et manomètre de contrôle

WM 22370

MODUL Combi
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15l/min,
 l'aspiration des sécrétions à -0,5 bar (fixe),
 avec raccord rapide O2 (type Walther), raccord
 coudé pour tuyau d'inhalation et manomètre de
 contrôle

WM 22250

MODUL Combi
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15l/min,
 l'aspiration des sécrétions à -0,5 bar (fixe),
 avec raccord rapide O2 (type AGA), raccord
 pour tuyau d'inhalation et manomètre de contrôle

WM 22340

MODUL Combi
 pour l'inhalation d'oxygène de 0 à 15l/min,
 l'aspiration des sécrétions à -0,5 bar (fixe),
 avec raccord rapide O2 (type baïonnette), raccord
 pour tuyau d'inhalation et manomètre de contrôle

WM 8125

LIFE-BASE Mini II
 avec MODUL Combi
 comprenant :
 MODUL Combi (WM 22210)
 Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
 OXYWAY Fix III (WM 30301)
 Tuyau de pression (WM 22315)
 OMNIVAC, aspirateur de sécrétions avec bocal
 de récupération de 250 ml (WM 2280)
 Support pour bocal de récupération, orientable
 (WM 2262)

	Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429)
	Sac d'accessoires (WM 8142)
	Système de transport LIFE-BASE Mini II, préassemblé (WM 8123)
WM 8230	LIFE-BASE III avec sac de protection, support-lit et MODUL Combi comprenant :
	MODUL Combi (WM 22370)
	Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822)
	OXYWAY Fix III avec manomètre plat (WM 30341)
	Tuyau de pression (WM 22367)
	OMNIVAC, aspirateur de sécrétions avec bocal de récupération de 250 ml (WM 2280)
	Support pour bocal de récupération, orientable (WM 2262)
	Masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429)
	Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé (WM 8173), Sac de protection (WM 8295)

Accessoires et pièces de rechange pour système MODUL

WM 29119	CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique
WM 15638	Kit, CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 10 unités
WM 15643	Kit, CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 20 unités
WM 15644	Kit, CPAP-Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 50 unités
WM 29122	Régulateur FiO2 pour CPAP Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 1 unité
WM 15826	Kit de régulateur FiO2 pour CPAP Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique, 5 unités
WM 15827	Kit de nébuliseur de médicaments pour CPAP Boussignac pour MODUL CPAP, à usage unique
	L'article contient les substances suivantes figurant sur la liste candidate selon l'article 59 (1, 10) du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) présentes dans une concentration supérieure à 0,1% masse/masse : DEHP (n° CAS 117-81-7, n° CE 204-211-0)
	L'emballage ne contient pas de substances figurant sur la liste candidate présentes dans une concentration supérieure à 0,1% masse/masse.
WM 15828	Adaptateur pour démonstration CPAP Boussignac

	pour MODUL CPAP (Connecteur 22 diamètre extérieur/ 22 diamètre intérieur)
WM 20703	Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais
WM 20704	Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 20705	Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 15807	Kit de masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, comprenant: 1x Masque à usage unique taille S, M, et L et 1x Harnais
WM 15831	Kit de 25 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais
WM 15832	Kit de 25 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 15833	Kit de 25 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 15834	Kit de 50 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais
WM 15835	Kit de 50 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 15836	Kit de 50 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 20713	Masque PPC/VNI réutilisable en silicone, taille S (enfant) Harnais et bague de fixation à commander séparément S.V.P.
WM 20714	Masque PPC/VNI réutilisable en silicone, taille M (adulte) Harnais et bague de fixation à commander séparément S.V.P.
WM 20715	Masque PPC/VNI réutilisable en silicone, taille L (grand adulte) Harnais et bague de fixation à commander séparément S.V.P.
WM 15808	Kit de masques PPC/VNI réutilisables en silicone, comprenant: 1x Masque réutilisable taille S, M et L chacun 1x Harnais (WM 20702) 1x Bague de fixation pour harnais (WM 20701)
WM 20702	Harnais pour masques PPC/VNI

WM 20701	Bague de fixation pour harnais pour masques PPC/VNI réutilisable
WM 29140	Douille avec écrou-raccord, coudé 90°, Ø 6 mm, UNF 9/16
WM 15665	Kit de contrôle pour MODUL CPAP
WM 1145/31	Rondelle d'étanchéité, 7 x 14 x 2, pour filet 3/8
WM 1145/68	Joint pour raccord
WM 1145/84	Bague protectrice pour raccord
WM 22229	Caches pour boîtier
WM 1470	Douille avec écrou-raccord, droit, Ø 5,2 mm, G 3/8
WM 1475	Raccord coudé avec écrou papillon, 5,2 mm Ø, G 3/8
WM 22319	Écrou-raccord avec douille de raccord, coudé 90°, 5,2 mm Ø, G 3/8
WM 15288	Kit éléments de fixation
WM 22204	Capuchon pour prise
WM 22265	Adaptateur, M12x1, sur filetage extérieur, G3/8, pour modules

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16200	Mode d'emploi modules, DE
WM 16201	Mode d'emploi modules, EN
WM 16202	Mode d'emploi modules, FR
WM 16256	Mode d'emploi modules IT
WM 16127	Mode d'emploi modules, ES
WM 66245	Mode d'emploi modules, PT
WM 66246	Mode d'emploi modules, RU
WM 16203	Mode d'emploi modules, NL
WM 66248	Mode d'emploi modules, EL
WM 66249	Mode d'emploi Modules, TR
WM 16210	Mode d'emploi modules, NO
WM 66247	Mode d'emploi modules, ZH

Systèmes de transport LIFE-BASE

Remarque: Les prix des systèmes modulaires avec bouteilles d'oxygène ou manodétendeurs peuvent varier si livrés avec d'autres raccords.

Systèmes de transport LIFE-BASE - sans appareil -

WM 9631	Système de transport de transport LIFE-BASE 4 NG, préassemblé avec interface de charge, sans sac de protection et sans sacs d'accessoires
WM 9632	Système de transport LIFE-BASE 4 NG, préassemblé SANS interface de charge, sans sac de protection et sans sacs d'accessoires
WM 9661	Système de transport LIFE-BASE 1 NG, préassemblé AVEC interface de charge
WM 9662	Système de transport LIFE-BASE 1 NG, préassemblé SANS interface de charge
WM 28370	Système de transport LIFE-BASE light, préassemblé, sans sac de protection et sac d'accessoires
WM 8103	Système de transport LIFE-BASE II, préassemblé pour WM 8100, 8105, 8110, 8115, 8205, 8210, sans sac d'accessoires
WM 8123	Système de transport LIFE-BASE Mini II, préassemblé pour WM 8120, 8125, 8200 sans sac d'accessoires
WM 8173	Système de transport LIFE BASE III, préassemblé pour WM 8240, 8230, 8215 sans sac de protection
WM 9153	Système de transport LIFE-BASE III avec STATION MEDUMAT, préassemblé
WM 8191	Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé, avec attaches rapides pour bouteille d'oxygène de 2,5 l, avec système de verrouillage BuddyLok
WM 8257	LIFE-BASE III PCMV avec répartiteur quadruple réglable par crans comprenant: Répartiteur régable par crans (WM 3899) avec: Sortie : 4 x UNF 9/16 avec filet extérieur, 0-15 l/min, réglable par cran, y compris 4x douille avec écrou-raccord coudé UNF 9/16 (WM 31130) Entrée / sortie : 1 x G3/8 filet extérieur, 1 x distributeur en T sans valve anti-retour type Walther (WM 8187) 1 x raccord rapide selon DIN13260 (WM 30026)

	<p>1 x bouteille d'oxygène, 2,0 l (WM 1822) 1 x OXYWAY Fix III (WM 30301) 4 x masque d'inhalation avec tuyau de connexion (WM 1429) 1 x Tuyau de pression, 3 m, raccord fileté de fermeture (type Walther) et connecteur DIN O2 pour prise d'installation centrale de gaz Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé (WM 8041), Sac de protection (WM 8295)</p>
WM 8248	<p>LIFE-BASE III PCMV avec support lit et répartiteur quadruple, type France comprenant: Répartiteur OXYWAY Click avec 4 sorties réglables par crans Sortie: 4 x UNF 9/16 avec filet extérieur, 0-15 l/min, réglable par cran, y compris 4x raccord coudé UNF 9/16 (WM 31130) Entrée / sortie : 3 x G 3/8 avec filet extérieur, en haut 2 x connexion française droite, type baïonnette (AFNOR) (WM 22905)</p> <p>1 x Tuyau d'oxygène de 1500 mm, raccord à baïonnette des deux côtés (AFNOR) (WM 22857) 4 x Masque d'inhalation (WM 1429)</p> <p>Système de transport LIFE-BASE III, préassemblé (WM 8249), Sac de protection (WM 8295)</p>

Accessoires et pièces de rechange pour systèmes de transport

WM 9604	Sac de protection pour LIFE-BASE 4 NG
WM 9665	Protective bag for LIFE-BASE 4 NG, revêtement PVC
WM 9608	Sacoche d'accessoires pour LIFE-BASE 4 NG et SOMNObutler 2 (1 unité)
WM 9669	Sacoche d'accessoires pour LIFE-BASE 4 NG et SOMNObutler 2 (1 unité), revêtement PVC
WM 9614	Sac de protection pour LIFE-BASE 1 NG avec deux tendeur pour fixation du circuit patient (WM9668)
WM 9615	Sac de protection pour LIFE-BASE 1 NG, revêtement PVC
WM 9610	Sac d'accessoires pour LIFE-BASE 1 NG
WM 9670	Sac d'accessoires pour LIFE-BASE 1 NG, revêtement PVC

WM 9606	Plaque pour fixation de MEDUMATs et MODULes (sauf MEDUMAT Transport) sur la LIFE-BASE 1 NG
WM 8022	Sac d'accessoires intérieure LIFE-BASE revêtement PVC, uniquement pour utilisation avec MODUL ou MEDUMAT Easy/ MEDUMAT Easy CPR
WM 8023	Sac de protection pour LIFE-BASE light, revêtement PVC, ne convient pas à l'utilisation avec MEDUMAT Transport
WM 8141	Sac d'accessoires pour LIFE-BASE II
WM 8142	Sac d'accessoires pour LIFE-BASE mini II et BASE STATION fix
WM 8186	Sac d'accessoires pour LIFE-BASE Mini II et BASE STATION fix, revêtement PVC
WM 8295	Sac de protection pour LIFE-BASE III
WM 8291	Sac de protection avec poche appliquée pour LIFE-BASE III, enduction PVC
WM 8293	Sac de protection pour LIFE-BASE III, revêtement PVC
WM 15394	Sac de protection avec bandoulière pour LIFE-BASE III, kit
WM 8292	Sac de protection, LIFE-BASE III, couleur camouflage
WM 15395	Bandoulière de sac de protection pour LIFE-BASE III avec clip de verrouillage, à partir de 01/2004 (date de construction), kit
WM 8298	Bandoulière avec boucles de fixation pour LIFE-BASE 4 NG, LIFE-BASE 1 NG, LIFE-BASE II, LIFE-BASE mini II, LIFE-BASE III, SOMNObutler 2 (sans sac de protection)
WM 8021	Bandoulière, 25mm, avec boudes de fixation pour LIFE-BASE light
WM 9668	Tendeur pour LIFE-BASE 1 NG pour fixation du circuit patient (veuillez commander 2 pièces)
WM 9616	Ruban-crochets avec bouton-pression pour circuit patient
WM 9102	Interface de charge pour LIFE-BASE Mini II
WM 9103	Interface de charge pour LIFE-BASE II
WM 9104	Interface de charge pour LIFE-BASE III
WM 9106	Prise de courant pour supports muraux BASE STATION Micro, Mini II, II et III
WM 15211	Kit de verrouillage système de transport pour LIFE-BASE Micro, Mini II, II + III, SOMNObutler 2
WM 15212	Kit de verrouillage pour sacoche du capnomètre (côté système de transport)
WM 15563	Kit de verrouillage pour sacoche du capnomètre (côté sacoche)
WM 15213	Kit d'attaches rapides pour bouteille, complet

	pour LIFE-BASE II + III et LIFE-BASE Mini II
WM 15214	Kit de leviers de serrage bouteille pour LIFE-BASE II + III und Mini II
WM 15730	Amortisseur de vibrations pour fixation d'un MEDUMAT Transport
WM 15175	Kit de poignées de rechange
WM 15231	Kit de pieds, 4 unités pour LIFE-BASE II et Mini II
WM 15358	Kit de pieds en caoutchouc, 4 unités pour LIFE-BASE II, LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III LIFE-BASE Micro et SOMNObutler 2
WM 15784	Kit protège-arête pour LIFE BASE 4 NG et SOMNObutler 2
WM 15232	Kit de protège-arête pour LIFE-BASE II
WM 15233	Kit de protège-arête pour LIFE-BASE Mini II
WM 15393	Kit de protège-arêtes pour LIFE-BASE III
WM 15209	Kit support valve patient
WM 15322	Kit boutons-poussoirs pour systèmes de transport, 4 unités
WM 15667	Kit de pièces de rechange support du tuyau pour LIFE-BASE Micro
WM 22869	Circuit pression, 250 et 790 mm, blanc, 2x écrou-raccord filet intérieur G 3/8 avec raccords soudés

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16622	Mode d'emploi systèmes de transport LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE II, DE
WM 66600	Mode d'emploi LIFE-BASE 4 NG, DE
WM 67060	Mode d'emploi LIFE-BASE 1 NG, DE
WM 67050	Mode d'emploi LIFE-BASE light
WM 67051	Mode d'emploi LIFE-BASE Light es, nl et it
WM 67053	Mode d'emploi LIFE-BASE Light zh
WM 16635	Mode d'emploi systèmes de transport LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE II, EN
WM 16636	Mode d'emploi systèmes de transport LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE II, FR
WM 16637	Mode d'emploi systèmes de transport LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE II, IT
WM 16225	Mode d'emploi systèmes de transport LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE II,

	ES
WM 66712	Mode d'emploi LIFE-BASE II, Mini II und III zh
WM 16625	Mode d'emploi systèmes de transport LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE II, NL
WM 66711	Mode d'emploi systèmes de transport LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE II, TR
WM 66601	Mode d'emploi LIFE-BASE 4 NG, EN, ES, PT
WM 66602	Mode d'emploi LIFE-BASE 4 NG, FR, NL, IT
WM 66603	Mode d'emploi LIFE-BASE 4 NG, PL, RU
WM 66604	Mode d'emploi LIFE-BASE 4 NG, TR, EL
WM 66605	Mode d'emploi LIFE-BASE 4 NG, TH
WM 66606	Mode d'emploi LIFE-BASE 4 NG, SV
WM 67061	Mode d'emploi LIFE-BASE 1 NG, EN, ES
WM 67062	Mode d'emploi LIFE-BASE 1 NG, FR
WM 16206	Notice de réparation attaches rapides bouteille pour kit de pièces de rechange WM 15213 (DE, GB, FR)
WM 16207	Notice de réparation attaches rapides bouteille pour kit de pièces de rechange WM 15214 (DE, GB, FR)
WM 16205	Notice de réparation kit de verrouillage pour sacoche du capnomètre (DE, GB, FR)
WM 16204	Notice de réparation pour verrouillage des systèmes de transport (DE, GB, FR)
WM 16166	Notice d'assemblage pour verrouillage des systèmes de transport

Supports muraux pour systèmes de transport LIFE-BASE

WM 8150	Support mural BASE STATION II pour l'installation d'une LIFE-BASE II
WM 8154	Support mural BASE STATION II avec interface de charge pour l'installation d'une LIFE-BASE II avec MODUL CapnoVol
WM 8160	Support mural BASE STATION mini II pour l'installation d'une LIFE-BASE mini II
WM 8164	Support mural BASE STATION mini II avec interface de charge pour l'installation d'une LIFE-BASE mini II
WM 8214	Support mural BASE STATION mini II avec interface de charge pour l'installation d'une LIFE-BASE mini II (sans charge) et LIFE-BASE 1 NG
WM 8263	Support mural BASE STATION mini II pour le logement de LIFE-BASE mini II avec fixation sur rails
WM 8264	Support mural BASE STATION mini II avec

	interface de charge pour le logement de LIFE-BASE mini II avec fixation sur rails
WM 8190	Support mural BASE STATION 3 NG pour l'installation d'une LIFE-BASE III NG et LIFE-BASE 4 NG
WM 8195	Support mural BASE STATION 3 NG avec interface de charge pour l'installation d'une LIFE-BASE III et LIFE-BASE 4 NG
WM 8237	Support mural BASE STATION III NG avec interface de charge pour la connexion d'un bloc d'alimentation /chargeur WM 28305 et pour l'installation d'une LIFE-BASE 4 NG ou LIFE-BASE III NG
WM 8261	Support mural BASE STATION 3 NG pour le logement de LIFE-BASE III et LIFE-BASE 4 NG avec fixation sur rails
WM 8262	Support mural BASE STATION 3 NG avec interface de charge pour le logement de LIFE-BASE III et LIFE-BASE 4 NG avec fixation sur rails
WM 9645	Support mural BASE STATION 1 NG sans interface de charge pour l'installation d'une LIFE-BASE 1 NG
WM 9640	Support mural BASE STATION 1 NG avec interface de charge pour l'installation d'une LIFE-BASE 1 NG
WM 9655	Support mural BASE STATION 1 NG avec interface de charge pour la connexion d'un bloc d'alimentation /chargeur WM 28305 et pour l'installation d'une LIFE-BASE 1 NG
WM 9646	Support mural BASE STATION fixe pour l'installation d'un MEDUMAT Transport et montage fixe à l'intérieur des bâtiments
WM 9667	Support mural BASE STATION fixe avec sac d'accessoires (WM 8142) pour l'installation d'un MEDUMAT Transport et montage fixe à l'intérieur des bâtiments
WM 15844	Support mural pour bloc d'alimentation/chargeur pour ACCUVAC et MODUL CapnoCol pour montage directement au mur (les vis nécessaires au montage du support sont fournies par le client) Pour suspension au rail d'hôpital normalisé veuillez commander en plus: Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) Pour fixation sur rail d'hôpital normalisé veuillez commander en plus: Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) et kit de fixation pour rails d'hôpital normalisés avec un adaptateur (WM 15795) Pour fixation à une barre Ø 19 mm - 40 mm veuillez commander en plus:

WM 15846	<p>Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) et kit de fixation pour barre (WM 15806)</p> <p>Support mural pour bloc d'alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport pour montage directement au mur (les vis nécessaires au montage du support sont fournies par le client)</p> <p>Peut être combiné avec support pour accumulateur (WM 15847) en option</p> <p>Pour suspension au rail d'hôpital normalisé veuillez commander en plus: Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) Pour fixation sur rail d'hôpital normalisé veuillez commander en plus: Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) et kit de fixation pour rails d'hôpital normalisés avec un adaptateur (WM 15795) Pour fixation à une barre Ø 19 mm - 40 mm veuillez commander en plus: Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) et Kit de fixation pour barre (WM 15806)</p>
WM 15847	<p>Support mural pour accumulateur pour MEDUMAT Transport pour montage directement au mur (les vis nécessaires au montage du support sont fournies par le client)</p> <p>Peut être combiné avec support pour bloc d'alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport (WM 15846)</p> <p>Pour suspension au rail d'hôpital normalisé veuillez commander en plus: Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) Pour fixation sur rail d'hôpital normalisé veuillez commander en plus: Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) et kit de fixation pour rails d'hôpital normalisés avec un adaptateur (WM 15795) Pour fixation à une barre Ø 19 mm - 40 mm veuillez commander en plus: Support pour rail d'hôpital normalisé (WM 15845) et kit de fixation pour barre (WM 15806)</p>
WM 9660	Support pour plafond pour LIFE-BASE 1 NG avec interface de charge
WM 9680	Support pour plafond pour LIFE-BASE 1 NG sans interface de charge
WM 15845	<p>Support pour rail d'hôpital normalisé, peut être combiné avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Support mural pour ACCUVAC (WM 15208), - Support pour bloc d'alimentation/chargeur pour ACCUVAC et MODUL CapnoCol (WM 18544) - Support pour bloc d'alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport (WM 15846) et support pour accumulateur (WM 15847)
WM 15795	Kit de fixation pour rails d'hôpital normalisés avec

	un adaptateur
WM 15805	Kit de fixation pour rails d'hôpital normalisés avec deux adaptateurs
WM 15806	Kit de fixation pour barre Ø 19 mm - 40 mm
WM 15881	Kit de fixation d'attache pour rails d'hôpital normalisés avec deux adaptateurs et vis de fixation

Autres systèmes de fixation

WM 22550	STATION MEDUMAT pour support mural
WM 22670	STATION MEDUMAT pour fixation sur rails d'hôpital normalisés
WM 22950	STATION MEDUMAT pour fixation au brancard y compris coude d'arrêt, poignée et sangle
WM 15196	Kit de fixation définitive MEDUMAT
WM 15197	Kit de fixation définitive MODUL ou MEDUMAT Easy/ Easy CPR
WM 15198	Kit de fixation définitive MEDUMAT et MODUL
WM 15199	Kit complémentaire de fixation définitive d'un MODUL supplémentaire pour les kits WM 15197 et WM 15198

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16213	Notice d'assemblage support mural BASE STATION II, (DE, GB, FR)
WM 67070	Notice de montage support mural pour BASE STATION 1 NG, DE, EN, FR
WM 67075	Notice d'assemblage support pour plafond pour BASE STATION 1 NG
WM 67080	Notice de montage kit de montage pour rail normalisé d'hôpital, DE, EN, FR
WM 67090	Notice de montage kit de montage pour support de barre, DE, EN, FR
WM 67330	Notice de montage pour support murau: pour bloc d'alimentation/chargeur pour ACCUVAC et MODUL CapnoCol, pour bloc d'alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport et pour accumulateur pour MEDUMAT
WM 67320	Notice de montage pour support pour rail d'hôpital normalisé
WM 16214	Notice d'assemblage support mural BASE STATION Mini II, (DE, GB, FR)
WM 16623	Notice d'assemblage support mural BASE STATION III NG, (DE, GB, FR)

WM 16216	Gabarit de perçage MEDUMAT Station, (DE, GB, FR)
WM 16778	Mode d'emploi STATION MEDUMAT, DE

Ballon insufflateur et valve à la demande

COMBIBAG ballon insufflateur

WM 11090	COMBIBAG insufflateur pour adulte et enfant sans masque (emballage carton)
WM 11020	COMBIBAG insufflateur pour adulte et enfant avec 1 masque comprenant : COMBIBAG, insufflateur (WM 11000) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074) (emballage carton)
WM 11025	COMBIBAG insufflateur pour adulte et enfant avec 2 masques comprenant : COMBIBAG, insufflateur (WM 11000) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082) (emballage carton)
WM 11050	COMBIBAG Insufflateur pour adulte et enfant avec 3 masques comprenant : COMBIBAG, insufflateur (WM 11000) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour nourrisson, taille 1 (WM 5086) (emballage carton)
WM 11026	COMBIBAG Insufflateur pour adulte et enfant avec 2 masques comprenant : COMBIBAG, insufflateur (WM 11000) Masque de ventilation en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5084) Masque de ventilation en silicone pour adolescent, taille 3 (WM 5083) (emballage carton)

Accessoires et pièces de rechange pour COMBIBAG

WM 3215	Valve PEP avec cône de raccordement, réglable en continu 2,5-10 mbar, (22 mm de diamètre extérieur)
WM 1145/43	Anneau torique, Ø 42 mm

	(anneau de suspension, ancien, pour COMBIBAG)
WM 1145/49	Anneau de suspension, neuf, pour COMBIBAG Ø 60 mm
WM 1145/82	Anneau d'étanchéité 30/35x0,5 mm
WM 11001	Ballon gonflable pour COMBIBAG
WM 11002	Cage de valve
WM 11003	Valve de ventilation, sans valve de sécurité pour COMBIBAG
WM 11004	Tubulures de guidage pour COMBIBAG
WM 11006	Élément de valve pour COMBIBAG
WM 11007	Garniture de valve pour COMBIBAG
WM 11008	Membrane anti-retour de la valve d'admission pour COMBIBAG
WM 11021	Partie intérieure de la valve d'admission d'air pour COMBIBAG
WM 11022	Partie extérieure de la valve d'admission d'air pour COMBIBAG
WM 11030	Soupape de sécurité à 2 niveaux pour COMBIBAG
WM 11035	Valve de ventilation, complète pour COMBIBAG
WM 11043	Rondelle Belleville pour COMBIBAG
WM 11051	Valve d'admission d'air complète avec membrane pour COMBIBAG
WM 11052	Tube réservoir à oxygène pour insufflateur COMBIBAG
WM 22169	Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND pour Combibag, diamètre intérieur 17 mm, diamètre extérieur 24 mm
WM 50455	Anneau d'étanchéité 30x1,5 mm

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16009	Mode d'emploi COMBIBAG, DE
WM 16013	Mode d'emploi COMBIBAG, EN
WM 16014	Mode d'emploi COMBIBAG, FR
WM 16113	Mode d'emploi COMBIBAG, PL
WM 16914	Mode d'emploi COMBIBAG, IT
WM 66235	Mode d'emploi COMBIBAG, ES
WM 66236	Mode d'emploi COMBIBAG, PT
WM 66237	Mode d'emploi COMBIBAG, RU
WM 66238	Mode d'emploi COMBIBAG, ZH

Ballon insufflateur en silicone

WM 11101	Ballon insufflateur en silicone pour bébé + petit enfant comprenant: Ballon insufflateur auto-remplisseur 240 ml en silicone avec valve patient et valve de surpression, masques de ventilation en silicone taille 0 + 1 + 2, ballon-réserve enrichisseur en oxygène 600 ml avec valve
WM 11102	Ballon insufflateur en silicone pour enfant comprenant: Ballon insufflateur auto-remplisseur 500 ml en silicone avec valve patient et valve de surpression, masque de ventilation en silicone taille 3, ballon-réserve enrichisseur en oxygène 2600 ml avec valve
WM 11103	Ballon insufflateur en silicone pour adulte comprenant: Ballon insufflateur auto-remplisseur 1600 ml en silicone avec valve patient et valve de surpression, masque de ventilation en silicone taille 5, ballon-réserve enrichisseur en oxygène 2600 ml avec valve

Accessoires et pièces de rechange pour ballon insufflateur

WM 1411	Tuyau respiratoire, stéramide, 6/9 Ø, 2000 mm de long
WM 11108	Connecteur pour la valve PEP
WM 11104	Valve patient pour les 3 tailles du ballon insufflateur en silicone
WM 11105	Valve pour les deux tailles du ballon-réserve enrichisseur en oxygène
WM 11106	Ballon-réserve enrichisseur en oxygène 600 ml
WM 11107	Ballon-réserve enrichisseur en oxygène 2600 ml
WM 11120	Soupape d'admission, complète, pour les 3 tailles du ballon insufflateur en silicone

OXYMAND - valve à la demande

WM 22127	Valve à la demande OXYMAND pour COMBIBAG, avec tuyau de pression, 1,5 m, avec écrou-raccord G 3/8 et raccord droit utilisable pour la connexion avec les manodétendeurs de Weinmann
WM 22128	Valve à la demande OXYMAND pour COMBIBAG avec tuyau de pression 1,5 m, avec raccord fileté de fermeture pour obturateur express oxygène
WM 22129	Valve à la demande OXYMAND pour COMBIBAG avec tuyau de pression 1,5 m, avec connecteur pour prise d'installation centrale de gaz, type DIN 13260
WM 22190	Valve à la demande OXYMAND pour les

- ballons insufflateurs en silicone de Weinmann, avec tuyau de pression, 1,5 m, avec écrou-raccord G 3/8 et raccord droit utilisable pour la connexion avec les manodétendeurs de Weinmann
- WM 22167 Valve à la demande OXYMAND pour les ballons insufflateurs en silicone de Weinmann avec tuyau de pression 1,5 m, avec raccord fileté de fermeture pour obturateur express oxygène
- WM 22168 Valve à la demande OXYMAND pour les ballons insufflateurs en silicone de Weinmann avec tuyau de pression 1,5 m, avec connecteur pour prise d'installation centrale de gaz, type DIN 13260
- Même prix pour livraison avec tuyau de pression différent.
Compatible avec la plupart des ballons B.A.V.U (Ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle)*

Accessoires et pièces de rechange pour valve à la demande OXYMAND

- WM 22180 Valve à la demande OXYMAND pour les ballons insufflateurs en silicone de WEINMANN (s.v.p. commandez le tuyau de pression particulier)
- WM 22191 Tuyau de pression 1,5 m, avec écrou-raccord G 3/8 et raccord droit pour la valve à la demande OXYMAND
- WM 22192 Tuyau de pression 1,5 m, avec raccord fileté de fermeture pour obturateur express oxygène pour la valve à la demande OXYMAND
- WM 22193 Tuyau de pression 1,5 m, avec connecteur pour prise d'installation centrale de gaz, type DIN 13260, pour valve à la demande OXYMAND
- WM 22194 Tuyau de pression 1,5 m, avec raccord fileté de fermeture, type baïonnette (AFNOR) pour la valve à la demande OXYMAND
- WM 22195 Tuyau de pression 1,5 m, avec raccord fileté de fermeture, type AGA pour la valve à la demande OXYMAND
- WM 22169 Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND pour Combibag, diamètre intérieur 17 mm, diamètre extérieur 24 mm
- WM 22181 Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND, diamètre intérieur 26 mm, diamètre extérieur 31 mm (p.ex. pour AMBU Mark III, Mark IV, MS-30, E2 et Heraeus Hanaulife)
- WM 22182 Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND, diamètre intérieur 15 mm, diamètre extérieur 22 mm (p.ex. pour Dräger ballon insufflateur)

WM 22183	Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND, diamètre intérieur 23 mm, diamètre extérieur 28 mm
WM 22184	Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND pour NPB PMR-II
WM 22185	Adaptateur en silicone pour la valve à la demande OXYMAND, diamètre intérieur 17 mm, diamètre extérieur 22 mm
WM 22187	Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND pour les ballons insufflateurs en silicone de Weinmann, diamètre intérieur 26 mm, diamètre extérieur 31 mm
WM 22188	Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND, diamètre intérieur 25,6 mm, diamètre extérieur 30,8 mm (p.ex. pour nouveau Laerdal ballon insufflateur LSR à partir d'environ 2006)
WM 22189	Adaptateur pour la valve à la demande OXYMAND, diamètre intérieur 23 mm, diamètre extérieur 28 mm (p.ex. pour ancien Laerdal ballon insufflateur LSR jusqu'à environ 2005 compris)

Interfaces patient/Masques de ventilation

Masques de ventilation avec jupe auto-remplissage

WM 5074	Masque de ventilation avec jupe auto-remplissage en silicone pour adulte, taille 5
WM 5082	Masque de ventilation avec jupe auto-remplissage en silicone pour enfant et adolescent, taille 3
WM 5086	Masque de ventilation avec jupe auto-remplissage en silicone pour nourrisson, taille 1

Accessoires et pièces de rechange pour masques de ventilation avec jupe auto-remplissage

WM 11073	Anneau d'attache pour masque (pour WM 5074 et WM 5082)
WM 11074	Bouchon étanche (pour WM 5074, WM 5082, WM 5086)
WM 15572	Kit bouchon étanche, pour masques WM 5074, WM 5082, WM 5086 (5x WM 11074)
WM 11086	Jupe du masque gonflable en silicone (pour WM 5074)
WM 11087	Jupe du masque gonflable en silicone (pour WM 5082)
WM 11088	Jupe du masque gonflable en silicone (pour WM 5086)
WM 11097	Coque du masque (pour WM 5074)
WM 11098	Coque du masque (pour WM 5082)
WM 11099	Coque du masque (pour WM 5086)

Masques différents

WM 5063	Masque de ventilation Rendell-Baker en silicone pour enfant de 3 à 12 ans, taille 3
WM 5062	Masque de ventilation Rendell-Baker en silicone pour enfant de 1 à 3 ans, taille 2
WM 5061	Masque de ventilation Rendell-Baker en silicone pour nourrisson de moins d'un an, taille 1
WM 5060	Masque de ventilation Rendell-Baker en silicone pour nourrisson, taille 0
WM 15482	Kit de masques de ventilation Rendell-Baker en silicone comprenant 4 masques 1 pour enfant de 3 à 12 ans (WM 5063) 1 pour enfant de 1 à 3 ans (WM 5062)

1 pour nourrisson de moins d'un an (WM 5061)
1 pour bébé (WM 5060)

Masques de ventilation en silicone

WM 11110	Masque de ventilation en silicone, taille 0 (petit enfant)
WM 11111	Masque de ventilation en silicone, taille 1 (petit enfant)
WM 11112	Masque de ventilation en silicone, taille 2 (petit enfant)
WM 11113	Masque de ventilation en silicone, taille 3 (enfant)
WM 11115	Masque de ventilation en silicone, taille 5 (adulte)

Masques PPC/VNI

WM 20703	Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais
WM 20704	Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 20705	Masque PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 15807	Kit de masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, comprenant: 1x Masque à usage unique taille S, M, et L et 1x Harnais
WM 15831	Kit de 25 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais
WM 15832	Kit de 25 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 15833	Kit de 25 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 15834	Kit de 50 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille S (enfant) avec bague de fixation pour harnais
WM 15835	Kit de 50 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille M (adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 15836	Kit de 50 masques PPC/VNI à usage unique avec coussin d'air, taille L (grand adulte) avec bague de fixation pour harnais
WM 20713	Masque PPC/VNI réutilisable en silicone, taille S (enfant) Harnais et bague de fixation à commander séparément S.V.P.

WM 20714	Masque PPC/VNI réutilisable en silicone, taille M (adulte) Harnais et bague de fixation à commander séparément S.V.P.
WM 20715	Masque PPC/VNI réutilisable en silicone, taille L (grand adulte) Harnais et bague de fixation à commander séparément S.V.P.
WM 15808	Kit de masques PPC/VNI réutilisables en silicone, comprenant: 1x Masque réutilisable taille S, M et L chacun 1x Harnais (WM 20702) 1x Bague de fixation pour harnais (WM 20701)
WM 20702	Harnais pour masques PPC/VNI
WM 20701	Bague de fixation pour harnais pour masques PPC/VNI réutilisable

MEDUMAT - Anciens modèles

Accessoires et pièces de rechange pour MEDUMAT

WM 1145	Joint torique 12,3 x 2,4
WM 1145/31	Rondelle d'étanchéité, 7 x 14 x 2, pour filet 3/8
WM 1413	Écrou-raccord pour tuyaux de pression
WM 2082	Tuyau en silicone, 70 Shore, transparent Diamètre intérieur: 6 mm
WM 3207	Partie supérieure avec soupape de sécurité à 2 niveaux pour valve patient WM 4017 pour MEDUMAT WM 4011
WM 3216	Raccord d'entrée, diamètre intérieur 30 mm, pour valve PEP
WM 4015	Valve patient avec soupape de sécurité à 2 niveaux, tuyau de connexion et masque de ventilation, taille 5, pour adulte, pour MEDUMAT WM 4011
WM 4017	Valve patient avec soupape de sécurité à 2 niveaux et tuyau de connexion, sans masque de ventilation WM 5074 pour MEDUMAT WM 4011
WM 7571	Filtre à poussières pour tous les appareils MEDUMAT
WM 7597	Manomètre de contrôle pour vide
WM 7599	Raccord d'entrée pour tuyau de contrôle
WM 7915	Anneau frontal MEDUMAT

Accessoires et pièces de rechange pour MEDUMAT

Variabel et Compact

WM 3205	Valve patient sans raccord tuyau comprenant : - Partie supérieure (WM 3181) - Partie inférieure (WM 3210) - Membrane labiale (WM 3211)
WM 3181	Partie supérieure de la valve patient
WM 3210	Partie inférieure de la valve patient
WM 3211	Membrane labiale
WM 3213	Connecteur circuit patient
WM 3914	Valve patient avec flexible spiralé
WM 4016	Valve patient avec flexible spiralé et masque de ventilation, taille 5, pour adulte
WM 4158	Kit d'utilisation MEDUMAT Variabel pour contrôle de fonctionnement
WM 5740	Flexible spiralé de ventilation, 1,55 m de long en silicone pour MEDUMAT Variabel + Compact
WM 7448	Kit de contrôle appareil de mesure du vide

WM 22799	Kit d'utilisation MEDUMAT Compact pour contrôle de fonctionnement
WM 1421	Sac respiratoire pour le contrôle de MEDUMAT Compact et Variabel

Accessoires et pièces de rechange pour systèmes de transport (anciens modèles)

WM 2037	Borne à ressorts, complète, pour insufflateur et masque avec réservoir
WM 8169	Bandoulière pour systèmes de transport
WM 5274	Poignée pour équipement de LIFE-BASE avec MEDUMAT Elektronik
WM 15069	Complément d'équipement fermetures Velcro pour système de transport
WM 15174	Kit de pièces de rechange pour verrouillage système de transport
WM 22722	Installation d'appareil pour MEDUMAT Compact/ MEDUMAT Compact-i
WM 53050	Vis à tête cylindrique bombée M4x8, pour équipement poignée LIFE-BASE avec MEDUMAT Elektronik
WM 53530	Rondelle 4,3 DIN 9021 MS-NI

Modes d'emploi

Téléchargement gratuit des modes d'emploi sous www.weinmann.de

WM 16079	Mode d'emploi MEDUMAT Variabel 4, DE (WM 16079)
WM 16082	Mode d'emploi MEDUMAT Variabel 2, DE
WM 16081	Mode d'emploi MEDUMAT Variabel 4, DE (WM 16081)
WM 16059	Mode d'emploi MEDUMAT Compact, DE
WM 16063	Mode d'emploi MEDUMAT Compact-i, DE (WM 16063)
WM 16080	Mode d'emploi MEDUMAT Variabel, EN
WM 16089	Mode d'emploi MEDUMAT Variabel, IT
WM 16092	Mode d'emploi MEDUMAT Variabel, ES
WM 16095	Mode d'emploi MEDUMAT Compact/Compact-i, EN
WM 16096	Mode d'emploi MEDUMAT Compact/Compact-i, ES

WM 5223	VALISE ULM I avec équipement de base Ventilation et MEDUMAT Standard a comprenant :
---------	---

	<p>VALISE ULM I, vide (WM 8840) Kit autocollants Ventilation (WM 15515) MEDUMAT Standard a, ventilateur d'urgence, complet (WM 22800) Support pour MEDUMAT (WM 8850) Kit de contrôle (WM 15294) Appareil à oxygène (WM 3605) Kit de tendeurs pour bouteilles d'oxygène (WM 15141) Tuyau de pression de 600 mm avec douille de raccord (WM 5733) Tuyau de pression de 1000 mm avec raccord fileté de fermeture et raccord coudé (WM 5734) Masque d'inhalation avec sachet respiratoire et tuyau (WM 1422) Masque de ventilation pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082) Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063) Kit de tubes oropharyngés (Guédel) (WM 15483) Kit de tubes nasopharyngés (Wendl) (WM 15484) OMNIVAC (WM 2265) Support pour OMNIVAC (WM 8845) Kit de cathéters d'aspiration (WM 15051)</p>
WM 5222	<p>VALISE ULM I avec équipement de base Ventilation et MEDUMAT Standard comprenant : VALISE ULM I, vide (WM 8840) Kit autocollants Ventilation (WM 15515) MEDUMAT Standard, ventilateur d'urgence, complet (WM 22500) Support pour MEDUMAT (WM 8850) Kit de contrôle (WM 15294) Appareil à oxygène (WM 3605) Kit de tendeurs pour bouteilles d'oxygène (WM 15141) Tuyau de pression de 600 mm avec douille de raccord (WM 5733) Tuyau de pression de 1000 mm avec raccord fileté de fermeture et raccord coudé (WM 5734) Masque d'inhalation avec sachet respiratoire et tuyau (WM 1422) Masque de ventilation pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082) Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063) Kit de tubes oropharyngés (Guédel) (WM 15483) Kit de tubes nasopharyngés (Wendl) (WM 15484) OMNIVAC (WM 2265) Support pour OMNIVAC (WM 8845) Kit de cathéters d'aspiration (WM 15051)</p>
WM 9075	<p>RESCUE-PACK I avec équipement de base</p>

	<p>Ventilation avec MEDUMAT Easy comprenant : RESCUE-PACK I, vide (WM 9060) Porte-ampoules (WM 8427) MEDUMAT Easy, ventilateur d'urgence, complet (WM 28000) Tuyau de pression (WM 22320) OXYWAY Fix III (WM 30301) Console de protection pour manodétendeur (WM 9047) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) Tendeurs pour bouteille O2, 2 unités (WM 15141) Masque de ventilation pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082) Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074), Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063) Kit de tubes oropharyngés (Guédel) (WM 15483) Kit de tubes nasopharyngés (Wendl) (WM 15484), Sac d'accessoires S, bleu (WM 9022)</p>
WM 9080	<p>RESCUE-PACK avec équipement de base Ventilation avec MEDUMAT Standard comprenant : RESCUE-PACK, préassemblé avec station MEDUMAT (WM 9085) Support pour ampoules (WM 9015) Mousse de protection pour support ampoules (WM 9004) MEDUMAT Standard (WM 22500) Tuyau de pression (WM 22302) Douille de raccord coudé (WM 31130) OXYWAY Fast II (WM 30851) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) Tendeurs pour bouteilles O2, 2 unités (WM 15141) Masque d'inhalation avec sachet respiratoire et tuyau (WM 1422) COMBIBAG, insufflateur pour adulte et enfant (WM 11000) Réservoir à oxygène pour COMBIBAG (WM 11052) Masque de ventilation pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082) Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063) Kit de tubes oropharyngés (Guédel) (WM 15483) Kit de tubes nasopharyngés (Wendl) (WM 15484) MANUVAC, pompe d'aspiration (WM 10800) Kit de cathéters d'aspiration (WM 15051) Tendeurs pour MANUVAC (WM 1769)</p>
WM 9070	<p>RESCUE-PACK avec Équipement de base Ventilation avec MEDUMAT Easy</p>

	comprenant : RESCUE-PACK, vide (WM 9000) Support pour ampoules (WM 9015) Mousse de protection pour support ampoules (WM 9004) MEDUMAT Easy, ventilateur d'urgence, complet (WM 28000) Tuyau de pression (WM 22320) OXYWAY Fix III (WM 30301) Bouteille d'oxygène de 2 l (WM 1822) Tendeurs pour bouteilles O2, 2 unités (WM 15141) COMBIBAG, insufflateur pour adulte et enfant (WM 11000) Masque de ventilation pour enfant et adolescent, taille 3 (WM 5082) Masque Rendell-Baker, taille 3 (WM 5063) Kit de tubes oropharyngés (Guédel) (WM 15483) Kit de tubes nasopharyngés (Wendl) (WM 15484) MANUVAC , pompe d'aspiration (WM 10800) Kit cathéters d'aspiration (WM 15051) Tendeurs pour MANUVAC (WM 1769)
WM 5084	Masque de ventilation en silicone pour adulte, taille 5
WM 5084	Masque de ventilation en silicone pour adulte, taille 5
WM 5083	Masque de ventilation en silicone pour adolescent, taille 3
WM 5090	Masque de ventilation en silicone, un seul élément, pour nourrisson, taille 0
WM 5091	Masque de ventilation en silicone, un seul élément, pour enfant, taille 1
WM 5092	Masque de ventilation en silicone, un seul élément, pour enfant, taille 2
WM 22220	MODUL Suction pour l'aspiration des sécrétions de 0 à 0,5 bar, avec raccord rapide O2 (type Walther)
WM 22260	MODUL Suction pour l'aspiration des sécrétions de 0 à 0,5 bar, avec raccord rapide O2 (type AGA)
WM 22350	MODUL Suction pour l'aspiration des sécrétions de 0 à 0,5 bar, avec raccord rapide O2 (type baïonnette)
WM 22230	MODUL Interface pour l'alimentation externe en O2, avec raccord rapide O2 (type DIN)
WM 22270	MODUL Interface pour l'alimentation externe en O2, avec raccord rapide O2 (type baïonnette)

WM 22280	MODUL Interface pour l'alimentation externe en O2, avec raccord rapide O2 (type AGA)
WM 22290	MODUL Interface pour l'alimentation externe en O2, avec raccord rapide O2 (type Walther)