

Lieferumfänge 2011

Sauerstoff- und Fahrzeuganlagen

Nr. 129808 - Stand 01.11.2011

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

Die vorliegende Preisliste ist gültig ab 01.11.2011 bis zum Erscheinen der Folgeliste. Hinweis: Unsere Preislisten werden regelmäßig und kurzfristig angepaßt. Bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung bei uns, z.B. auf unserer Homepage www.weinmann.de unter Ihrem Kunden-Login, oder telefonisch unter +49-(0)40-547 02-0, welche Ausgabe unserer Preisliste derzeit aktuell ist. Aktuelle Preislisten erhalten Sie ebenfalls hier. Alle früheren Preislisten verlieren zum Stichtag der jeweils neuesten Preisliste ihre Gültigkeit. Konstruktions-, Ausstattungs- und Designänderungen insbesondere durch laufende Weiterentwicklung neuer Produktions-Serien vorbehalten. Jede Form der Verwertung und Nutzung der Urheberrechte an und aus dieser Veröffentlichung steht ohne ausdrückliche Gestattung allein der Fa. WEINMANN zu.

Bei Versendungen ins Inland wird eine Versandpauschale von 4,90€ bei allen Bestellungen unter einem Nettowarenwert von 500,-€ erhoben.
Ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 10,-€ gilt bei Lieferungen ins Inland unter einem Nettowarenwert von 100,-€.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Sauerstoff- und Fahrzeuganlagen	3
Sauerstoff-Druckminderer-Systeme	3
OXYWAY Fix	3
OXYWAY Fine	4
OXYWAY Fast	8
OXYWAY Flowdosierung	11
OXYWAY Click	11
Gebrauchsanweisungen	11
Zubehör und Ersatzteile für alle Druckminderer	11
Sauerstoff-Armaturen	13
Verteilerleisten	13
Gebrauchsanweisungen	14
Zubehör und Ersatzteile für Sauerstoff-Armaturen	14
Folgende Artikel laufen demnächst aus	17
Sauerstoffflaschen	19
Zubehör für Sauerstoffflaschen	20
- Artikel läuft aus -	21

Sauerstoff- und Fahrzeuganlagen

Sauerstoff-Druckminderer-Systeme

Andere Anschlussgewinde für weitere Länder sind auf Anfrage erhältlich

OXYWAY Fix

OXYWAY Fix I

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4

WM 30051

OXYWAY Fix I, G 3/4
(geeignet z.B. für ULMER KOFFER)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhaltsmanometer
- festeingestellt auf 4,5 bar
- Durchflussausgang (4 l/min), seitlich, UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4

WM 30101

OXYWAY Fix I, G 3/4
(geeignet z.B. für ULMER KOFFER)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhaltsmanometer
- festeingestellt auf 4,5 bar
- Durchflussausgang (4 l/min), unten, UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

OXYWAY Fix III

für MEDUMAT / MODUL-Systeme:

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4

WM 30301

OXYWAY Fix III, G 3/4
(ersetzt WM 1102/106 und WM 1102/125)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhaltsmanometer
- festeingestellt auf 4,5 bar
- Druckausgang G 3/8 (120 l/min), unten
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

WM 30311

OXYWAY Fix III, G 3/4 mit flachem Manometer
Druckminderer für Sauerstoff,
geeignet für 10 l-Sauerstoffflaschen, Sauerstoff-
taschen, RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4

- WM 30361

 - 30 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Inhaltsmanometer (flach, Null-Position auf 3 Uhr)
 - festeingestellt auf 4,5 bar
 - Druckausgang G 3/8 (120 l/min), unten
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

OXYWAY Fix III, G 3/4
(ersetzt WM 1102 / 76)
Druckminderer für Sauerstoff

 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 50 mm Anschlussbolzen, links,
 - Inhaltsmanometer
 - festeingestellt auf 4,5 bar
 - Druckausgang G 3/8 (120 l/min), unten
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30341

OXYWAY Fix III, G 3/4 mit flachem Manometer
Druckminderer für Sauerstoff,
für Verwendung auf LIFE-BASE III oder LIFE-BASE
mini II

 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 30 mm Anschlussbolzen, links
 - Inhaltsmanometer (flach, 12 Uhr)
 - festeingestellt auf 4,5 bar
 - Druckausgang G 3/8 (120 l/min), unten
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30351

OXYWAY Fix III, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff

 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 30 mm Anschlussbolzen, links
 - Inhaltsmanometer
 - festeingestellt auf 4,5 bar
 - Druckausgang G 3/8 (120 l/min), unten
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30321

OXYWAY Fix III, G 3/4
(ersetzt WM 1102 / 55 und WM 1500 / 55)
Druckminderer für Sauerstoff

 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 50 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Inhaltsmanometer
 - festeingestellt auf 4,5 bar
 - Druckausgang G 3/8 (120 l/min), unten
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4
- WM 30421

OXYWAY Fix III, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff

 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 50 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Inhaltsmanometer
 - festeingestellt auf 4,5 bar
 - Druckausgang: DIN-Kupplung (120 l/min), unten

OXYWAY Fine

OXYWAY Fine I

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4

- | | |
|----------|---|
| WM 30501 | <p>OXYWAY Fine I, G 3/4
(ersetzt WM 1501 / 70, für OXYBAG Hit)
HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0019
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- stufenlos dosierbar
- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)
- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p> |
| WM 30521 | <p>OXYWAY Fine I, G 3/4
(ersetzt WM 1501/18)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 50 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- stufenlos dosierbar
- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)
- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p> |
| WM 30531 | <p>OXYWAY Fine I, G 3/4
(ersetzt WM 1501, für OXYFLOW Basic)
HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0019
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- stufenlos dosierbar
- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)
- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p> |
| WM 30541 | <p>OXYWAY Fine I, G 3/4
(ersetzt WM 1501/60, für OXYFLOW Revi)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 100 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- stufenlos dosierbar
- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)
- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p> |
| WM 30561 | <p>OXYWAY Fine I, G 3/4
(ersetzt WM 1501 / 115)
Druckminderer für Sauerstoff
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 140 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer</p> |

- stufenlos dosierbar
- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)
- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

OXYWAY Fine II

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4

- | | |
|----------|--|
| WM 30701 | <p>OXYWAY Fine II, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff
(geeignet für OXYBAG Hit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochdruck-Handanschluss G 3/4 - 30 mm Anschlussbolzen, rechts - Inhalts- und Mengenmanometer - stufenlos dosierbar - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar) - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten, UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen) |
| WM 30721 | <p>OXYWAY Fine II, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochdruck-Handanschluss G 3/4 - 50 mm Anschlussbolzen, rechts - Inhalts- und Mengenmanometer - stufenlos dosierbar - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar) - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,
UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen) |
| WM 30731 | <p>OXYWAY Fine II, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff
(geeignet für OXYFLOW Basic)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochdruck-Handanschluss G 3/4 - 80 mm Anschlussbolzen, rechts - Inhalts- und Mengenmanometer - stufenlos dosierbar - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar) - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,
UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen) |
| WM 30741 | <p>OXYWAY Fine II, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochdruck-Handanschluss G 3/4 - 100 mm Anschlussbolzen, rechts - Inhalts- und Mengenmanometer - stufenlos dosierbar - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar) - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,
UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen) |
| WM 30761 | <p>OXYWAY Fine II, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochdruck-Handanschluss G 3/4 - 140 mm Anschlussbolzen, rechts |

- Inhalts- und Mengenmanometer
 - stufenlos dosierbar
 - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)
 - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,
UNF 9/16
- (Anschlussstülle bitte extra bestellen)

OXYWAY Fine III

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4

WM 30751

- OXYWAY Fine III, G 3/4
(geeignet für OXYBAG Hit, insb. für die Pädiatrie)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 30 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Inhalts- und Mengenmanometer
 - stufenlos dosierbar
 - Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)
 - Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,
UNF 9/16
- (Anschlussstülle bitte extra bestellen)

WM 30771

- OXYWAY Fine III, G 3/4
(geeignet für OXYBAG Hit, insb. für die Pädiatrie)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 50 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Inhalts- und Mengenmanometer
 - stufenlos dosierbar
 - Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)
 - Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,
UNF 9/16
- (Anschlussstülle bitte extra bestellen)

WM 30781

- OXYWAY Fine III, G 3/4
(geeignet für OXYFLOW Basic, insb. für die Pädiatrie)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 80 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Inhalts- und Mengenmanometer
 - stufenlos dosierbar
 - Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)
 - Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,
UNF 9/16
- (Anschlussstülle bitte extra bestellen)

WM 30791

- OXYWAY Fine III, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 100 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Inhalts- und Mengenmanometer
 - stufenlos dosierbar
 - Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)

- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,
UNF 9/16
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

OXYWAY Fast

OXYWAY Fast I

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4

- | | |
|----------|--|
| WM 30801 | OXYWAY Fast I, G 3/4
(geeignet für OXYBAG Hit)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer
- Durchflussausgang (1-15l/min), unten,
UNF 9/16
- dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12,
15 l/min
(Anschlussstülle bitte extra bestellen) |
| WM 30831 | OXYWAY Fast I, G 3/4
(geeignet für OXYFLOW Basic)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer
- Durchflussausgang (1-15l/min), unten, UNF 9/16
- dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12,
15 l/min
(Anschlussstülle bitte extra bestellen) |
| WM 30811 | OXYWAY Fast I, G 3/4 mit flachem Manometer,
Druckminderer für Sauerstoff,
geeignet z.B. für RESCUE-PACK und
RESCUE-PACK I
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 50 mm Anschlussbolzen, rechts
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer (flach,
Null-Position auf 3 Uhr)
- Durchflussausgang (1-15l/min), unten,
UNF 9/16
- dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12,
15 l/min
(Anschlussstülle bitte extra bestellen) |

OXYWAY Fast II

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4

- | | |
|----------|---|
| WM 30851 | OXYWAY Fast II, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer |
|----------|---|

- Druckausgang G 3/8, unten, fest (90 l/min), mit Verschlusschraube
 - Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16
 (geeignet für LIFE-BASE Mini II mit MEDUMAT und MODUL CapnoVol, nicht zu verwenden mit MEDUMAT Variabel, Control, Compact und Elektronik)
 (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30871 OXYWAY Fast II, G 3/4
 Druckminderer für Sauerstoff
 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 50 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer
 - Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16
 - Druckausgang G 3/8, unten, fest (90 l/min), mit Verschlusschraube
 (geeignet für OXYFLOW Revi, LIFE-BASE Mini II mit MEDUMAT und MODUL CapnoVol, nicht zu verwenden mit MEDUMAT Variabel, Control, Compact und Elektronik)
 (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30821 OXYWAY Fast II, G 3/4 mit flachem Manometer
 Druckminderer für Sauerstoff,
 geeignet z.B. für RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 50 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer (flach, Null-Position auf 3 Uhr),
 - Druckausgang G 3/8, unten, fest (90 l/min), mit Verschlusschraube,
 - Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16
- WM 30841 OXYWAY Fast II, G 3/4
 Druckminderer für Sauerstoff
 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 30 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer
 - Druckausgang: DIN-Kupplung, unten, fest (90 l/min)
 - Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16
 (geeignet für LIFE-BASE Mini II mit MEDUMAT und MODUL CapnoVol, nicht zu verwenden mit MEDUMAT Variabel, Control, Compact und Elektronik)
 (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30891 OXYWAY Fast II, G 3/4
 Druckminderer für Sauerstoff
 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 30 mm Anschlussbolzen, rechts,
 - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer

- Druckausgang G 3/8, fest (90 l/min) um 90° gedreht

- Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16 (geeignet für LIFE-BASE Mini II. Nicht zu verwenden mit MEDUMAT Variabel, Control, Compact, Elektronik und Transport) (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 31881 OXYWAY Fast II High Flow, G 3/4 mit flachem Manometer
Druckminderer für Sauerstoff, geeignet für LIFE-BASE 4 NG mit MEDUMAT Transport

 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 30 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer (flach, Null-Position auf 3 Uhr)
 - Druckausgang G 3/8, unten, free flow (ca. 190 l/min), mit Verschlusschraube
 - Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16 (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 31871 OXYWAY Fast II High Flow, G 3/4 mit flachem Manometer
Druckminderer für Sauerstoff, geeignet für LIFE-BASE 4 NG mit MEDUMAT Transport

 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 50 mm Anschlussbolzen, rechts
 - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer (flach, Null-Position auf 3 Uhr)
 - Druckausgang G 3/8, unten, free flow (ca. 190 l/min), mit Verschlusschraube
 - Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16 (Anschlussstülle bitte extra bestellen)

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4
- WM 31891 OXYWAY Fast II High Flow, G 3/4
Druckminderer für Sauerstoff, geeignet für LIFE-BASE 4 NG mit MEDUMAT Transport

 - Hochdruck-Handanschluss G 3/4
 - 30 mm Anschlussbolzen, links
 - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer
 - Druckausgang G 3/8, unten, free flow (ca. 190 l/min), mit Verschlusschraube
 - Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16 (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- OXYWAY Fast III

Anschlussbolzen-Gewinde: G 3/4
- WM 30601 OXYWAY Fast III, G 3/4
(geeignet für OXYBAG Hit)

- Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer
- Durchflussausgang, unten, Abgang UNF 9/16
- dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30631 OXYWAY Fast III, G 3/4
(geeignet für OXYFLOW Basic)
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer
- Durchflussausgang, unten, UNF 9/16
- dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

OXYWAY Flowdosierung

OXYWAY Click

- WM 31030 OXYWAY Click
Flowdosierung für zentrale Gasanlagen (ZGA),
rastend einstellbar in den
Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min,
mit Anschlussstecker nach DIN 13260,
inkl. 1x Anschlussstülle mit Überwurfmutter,
gerade, Ø 6 mm, UNF 9/16 (WM 31122)

Gebrauchsanweisungen

Gebrauchsanweisungen können kostenlos unter www.weinmann.de heruntergeladen werden

- WM 16172 Gebrauchsanweisung OXYWAY-Druckminderer
DE (bis Seriennummer 0849999)
- WM 66920 Gebrauchsanweisung OXYWAY, DE
(ab Seriennummer 0850000)
- WM 16885 Gebrauchsanweisung OXYWAY Click, DE
- WM 16211 Sicherheitsanhänger für Druckminderer
DE, EN, FR

Zubehör und Ersatzteile für alle Druckminderer

- WM 31122 Anschlussstülle mit Überwurfmutter, gerade
Ø 6 mm, UNF 9/16
- WM 31130 Winkelanschlussstülle mit Überwurfmutter, abgewinkelt
90°, Ø 6 mm, UNF 9/16
- WM 31140 Winkelanschlussstülle mit Flügelmutter,

	abgewinkelt 90°, Ø 6 mm, UNF 9/16
WM 1415	Anschlussstülle mit Überwurfmutter, Ø 6,7 mm, G 3/8 (zu WM 1411)
WM 1470	Anschlussstülle mit Überwurfmutter, gerade, Ø 5,2 mm, G 3/8
WM 1475	Winkelanschlussstülle mit Flügelmutter, 5,2 mm Ø G 3/8
WM 22319	Winkelanschlussstülle mit Überwurfmutter, abgewinkelt 90°, 5,2 mm Ø, G 3/8
WM 30905	Filterschraube, Wechsel alle 2 Jahre
WM 30008	Torxschraube für Manometergehäuse (bis 06/2001)
WM 30009	Torxschraube für Manometergehäuse (ab 06/2001)
WM 1145	O-Ring, 12.3 x 2.4
WM 1148	Set O-Ringe
WM 1231	Verschlusskappe für G 3/8 Außengewinde
WM 1463	Verschlusschraube mit G 3/8 Außengewinde

Sauerstoff-Armaturen

Verteilerleisten

WM 3714	Verteilerleiste mit 2 Abgängen, rückwärtig anschraubbar Eingang: 1x G 3/8 Außengewinde, oben Abgang: 2 x G 3/8 Außengewinde, frei
WM 3820	Verteilerleiste mit 2 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Flügelmutter, links Abgang: 1x G 3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min, 1x UNF 9/16 Außengewinde, 10 l/min
WM 3720	Verteilerleiste mit 2 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 2 x G 3/8 Außengewinde, frei
WM 3730	Verteilerleiste mit 3 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 3 x G 3/8 Außengewinde, frei
WM 3834	Verteilerleiste mit 3 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Außengewinde, oben Abgang: 3x UNF 9/16 Außengewinde, 10 l/min, inkl. 3x WM 31130 Winkelanschlussstülle
WM 3832	Verteilerleiste mit 3 Abgängen Eingang: 1x G3/8 Flügelmutter, links Abgang: 1x G3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min, 2x UNF 9/16 Außengewinde, 10 l/min
WM 3750	Verteilerleiste mit 4 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Flügelmutter, links Abgang: 3x UNF 9/16 Außengewinde, 10 l/min, 1x G 3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min
WM 3740	Verteilerleiste mit 4 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 4 x G 3/8 Außengewinde, frei
WM 3743	Verteilerleiste mit 4 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Außengewinde, oben Abgang: 3 x G 3/8 Außengewinde, frei, 1x G 3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min
WM 3880	OXYWAY Click Verteilerleiste mit 4 rastend einstellbaren Abgängen und Multiport Abgang: 4x UNF 9/16 Außengewinde, 0-15 l/min, rastend einstellbar, inkl. 4 x Anschlussstülle UNF 9/16 (WM 31122) Eingang / Abgang: 3 x G 3/8 Außengewinde, oben, unten, rechts
WM 3899	OXYWAY Click Verteilerleiste mit 4 rastend dosierbaren Abgängen und Multiport Abgang:

WM 3804	<p>4 x UNF 9/16 Außengewinde, 0-15 l/min, rastend dosierbar, inkl. 4 x Winkelanschlussstülle UNF 9/16 (WM 31130)</p> <p>Eingang / Abgang:</p> <p>1 x G 3/8 Außengewinde, 1 x T-Verteiler ohne Rückschlagventil Typ Walther (WM 8187), 1 x O2-Kupplung nach DIN 13260 (WM 30026)</p> <p>OXYWAY Click Verteilerleiste, herausnehmbar, mit 4 rastend dosierbaren Abgängen und Multiport, mit 2 Geräteschienenadaptern auf der Rückseite</p> <p>Abgang:</p> <p>4 x UNF 9/16 Außengewinde, 0-15 l/min, rastend dosierbar, inkl. 4 x Winkelanschlussstülle UNF 9/16 (WM 31130)</p> <p>Eingang / Abgang:</p> <p>1 x G 3/8 Außengewinde, 1 x Adapter mit Schnellkupplung Typ Walther (WM 1485), 1 x Adapter mit DIN-Kupplung (WM 3881)</p>
---------	--

Gebrauchsanweisungen

Gebrauchsanweisungen können kostenlos unter www.weinmann.de heruntergeladen werden

WM 66570	Gebrauchsanweisung OXYWAY Click Verteilerleiste, DE
----------	---

Zubehör und Ersatzteile für Sauerstoff-Armaturen

O2-Stecker und Adapter

WM 2057	O2-Entnahme-Stecker nach DIN 13260 für ZGA-Steckdose (für Montage nötiges Zubehör: WM 2088)
WM 3799	Stecker für Sauerstoff-Schnellkupplung Typ Walther, gewinkelt 90°: - Verschlussnippel Typ Walther, Nennweite 4 mm, - Schlauchanschluss Ø 6 mm, (für Montage nötiges Zubehör: WM 2078)
WM 4364	Verschlussnippel für Sauerstoff-Verschlusskupplung (Typ Walther), gerade (für Montage nötiges Zubehör: WM 2078)
WM 3949	Adapter für Stecker nach DIN 13260 mit Aluminium-Griff
WM 3950	DIN-Adapter von Überwurfmutter G 3/8 Innengewinde mit gerader Anschlussstülle auf O2-Schnellkupplung nach DIN 13260, mit 20 cm Schlauchverbindung
WM 1485	Adapter mit G 3/8-Innengewinde und Sauerstoff-Schnellkupplung Typ Walther
WM 15554	Set Adapter G 3/8 Innengewinde auf NIST-

	Außengewinde für MEDUMATen, Module und OXYWAY Druckminderer
WM 15575	Set Adapter G 3/8 auf M 12 für Verbindung Weinmann-Druckminderer mit Dräger Druckschlauch
WM 1412	Schraubtülle mit Außengewinde G 3/8
WM 1145/31	Dichtscheibe, 7 x 14 x 2, für 3/8-Gewinde
WM 3892	Deckel Beatmung 4 l/min
WM 3797	Verteilerleistenhalter
	Anschlussstüben
WM 31122	Anschlussstübe mit Überwurfmutter, gerade Ø 6 mm, UNF 9/16
WM 31130	Winkelanschlussstübe mit Überwurfmutter, abgewinkelt 90°, Ø 6 mm, UNF 9/16
WM 29140	Winkelanschlussstübe mit Überwurfmutter, abgewinkelt 90°, Ø 6 mm, UNF 9/16
WM 31140	Winkelanschlussstübe mit Flügelmutter, abgewinkelt 90°, Ø 6 mm, UNF 9/16
WM 1415	Anschlussstübe mit Überwurfmutter, Ø 6,7 mm, G 3/8 (zu WM 1411)
WM 1470	Anschlussstübe mit Überwurfmutter, gerade, Ø 5,2 mm, G 3/8
WM 1475	Winkelanschlussstübe mit Flügelmutter, 5,2 mm Ø G 3/8
WM 22319	Winkelanschlussstübe mit Überwurfmutter, abgewinkelt 90°, 5,2 mm Ø, G 3/8
WM 22620	Anschlussstübe mit Überwurfmutter NIST
WM 22691	Schraubtülle NIST
	Verteiler
WM 3704	Absperrventil mit 2 Abgängen Eingang: 1x G3/8 Flügelmutter, links Abgang: 1x G3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min, 1x Verschlusskupplung Typ Walther
WM 3710	Absperrventil mit 1 Abgang Eingang: 1x G3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 1x G3/8 Außengewinde, frei
WM 3715	Absperrventil mit 3 Abgängen Eingang: 1x G3/8 Flügelmutter, links Abgang: 1x G3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min, 1x G 3/8 Außengewinde, frei, 1x Verschlusskupplung Typ Walther
WM 3737	Absperrventil mit 2 Abgängen Eingang: 1x G3/8 Flügelmutter, links Abgang: 1x G3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min, 1x G3/8 Außengewinde, frei, verschlossen mit Verschlusskappe
WM 3816	Absperrventil mit 1 Abgang Eingang: 1x G3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 1x G3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min

WM 3915	Verteiler, 1 Abgang G 3/8, 1 Eingang Verschlusskupplung
WM 3911	T-Verteilerstück, 2 Abgänge G 3/8, 1 Eingang Flügelmutter
WM 1289	T-Verteilerstück, 2 Abgänge G 3/8, 1 Eingang Flügelmutter
WM 3910	T-Verteiler 1 Abgang G 3/8, 1 Eingang Verschlusskupplung (Typ Walther)
WM 8220	T-Verteiler mit Rückschlagventil 1 Abgang G 3/8, 1 Eingang Verschlusskupplung (Typ Walther)
Druckschläuche	
<i>Alternative Schlauchlängen auf Anfrage möglich.</i>	
WM 2081	Niederdruck-Schlauch, weiß, aus medizinischem PVC (DEHP-frei), Wandstärke 3 mm, Innendurchmesser 5 mm, Kennzeichnung: "Med. PVC, 1000kPa, 10bar, WEINMANN"
WM 2069	Niederdruck-Schlauch, schwarz, aus medizinischem PVC (DEHP-frei), Wandstärke 3 mm, Innendurchmesser 5 mm, Kennzeichnung: "Med. PVC, 1000kPa, 10bar, WEINMANN"
WM 22301	Druckschlauch, 1 m, beidseitig Überwurfmutter mit 2 geraden Anschlussstüben
WM 22302	Druckschlauch, 1 m, beidseitig Überwurfmutter G 3/8 Innengewinde mit: 1 x gerader Anschlussstübe, 1 x Winkelanschlussstübe
WM 22303	Druckschlauch, 3 m, Verschlussnippel (Typ Walther) und O2-DIN-Entnahme-Stecker für ZGA-Steckdose
WM 23049	Druckschlauch, 3 m, schwarz, Verschlussnippel (Typ Walther) und O2-DIN-Entnahme-Stecker für ZGA-Steckdose
WM 9545	Druckschlauch, Gewebe, 5 m mit Verschlussnippel und O2-DIN-Entnahme-Stecker für ZGA-Steckdose
WM 22304	Druckschlauch, 3 m, mit Verschlussnippel (Typ Walther) und Verschlussnippel (Typ Bajonett)
WM 22305	Druckschlauch, 1 m, beidseitig mit Überwurfmutter und Winkelanschlussstübe
WM 9535	Druckschlauch, 1 m, Verschlussnippel (Typ Walther) und Überwurfmutter G 3/8 mit Winkelanschlussstübe
WM 22306	Druckschlauch, 3 m, Verschlussnippel (Typ Walther) und Überwurfmutter mit gerader Anschlussstübe

WM 22307	Druckschlauch, 3 m, mit Verschlussnippel (TypWalther) und Überwurfmutter mit Winkelanschlusstülle
WM 22308	Druckschlauch, 3 m, mit O2-DIN-Entnahme-Stecker für ZGA-Steckdose und Überwurfmutter mit Anschlusstülle gerade
WM 22316	Druckschlauch, 1m, mit Überwurfmutter mit Anschlusstülle gerade und Schraubtülle mit Außengewinde G 3/8
WM 22320	Druckschlauch 450 mm, beidseitig mit Überwurfmutter 1 x Gerade Anschlusstülle, 1 x Winkelanschlusstülle
WM 22367	Druckschlauch, 470 mm, beidseitig mit Überwurfmutter und Winkelanschlusstülle
WM 22312	Druckschlauch, 3m, mit O2-DIN-Entnahme-Stecker für ZGA-Steckdose und Überwurfmutter G 3/8 mit Winkelanschlusstülle
WM 23052	Druckschlauch, 3m, schwarz, mit O2-DIN-Entnahme-Stecker für ZGA-Steckdose und Überwurfmutter G 3/8 mit Winkelanschlusstülle
WM 22315	Druckschlauch, Gewebe, 350 mm mit 2 Winkelanschlusstüllen
WM 22313	Druckschlauch, 3 m, mit Verschlussnippel (Typ AGA) und Überwurfmutter mit Winkel- anschlusstülle
WM 22311	Druckschlauch, 3 m, mit Verschlussnippel (Typ Bajonett) und Überwurfmutter mit Anschlusstülle gerade
WM 22314	Druckschlauch, 3 m, mit Verschlussnippel (Typ Bajonett) und Überwurfmutter mit Winkelanschlusstülle
WM 22371	Druckschlauch, 3 m, beidseitig mit Verschluss- nippel (Typ Bajonett) 1 x Anschlusstülle gerade, 1 x Winkelanschlusstülle
WM 22309	Druckschlauch, 3 m, mit Verschlussnippel (Typ AGA) und Überwurfmutter mit Anschlusstülle gerade
WM 22000	Druckschlauch, 2 m, mit Überwurfmutter G 3/8 Innengewinde mit Winkelanschlusstülle auf der einen Seite und SIS-Konnektor auf der anderen Seite

Folgende Artikel laufen demnächst aus

WM 5786	Druckschlauch, Gewebe, 200 mm lang, 1 Seite Winkelanschlusstülle mit Flügelmutter, 1 Seite Seite Stecknippel NW 4 - Artikel läuft aus -
WM 5787	Druckschlauch, Gewebe, 270 mm lang,

1 Seite Winkelanschlussstülle und Flügelmutter,
1 Seite Anschlussstülle mit Flügelmutter
- Artikel läuft aus -

Sauerstoffflaschen

Andere Anschlussgewinde für weitere Länder sind auf Anfrage erhältlich

Sauerstoffflaschen 0,3 l

WM 1812 0,3 l-Sauerstoff-Flasche, gefüllt, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

WM 1812-02 0,3 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

Sauerstoffflaschen 0,8 l

WM 1818 0,8 l-Sauerstoff-Flasche, gefüllt, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

WM 1818-02 0,8 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

Sauerstoffflaschen 2 l

WM 1822 2 l-Sauerstoff-Flasche, gefüllt, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

WM 1822-02 2 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

Sauerstoffflaschen 2 l Aluminium

WM 1814 2l-Sauerstoff-Leichtflasche, gefüllt, G 3/4,
Aluminium, max. Fülldruck 200 bar

WM 1814-02 2l-Sauerstoff-Leichtflasche, leer, G 3/4,
Aluminium, max. Fülldruck 200 bar

Sauerstoffflaschen 2,5 l

WM 1838 2,5 l-Sauerstoff-Flasche, gefüllt, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

WM 1838-02 2,5 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

Sauerstoffflaschen 3 l

WM 1843 3 l-Sauerstoff-Flasche, gefüllt, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

WM 1843-02 3 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

Sauerstoffflaschen 5 l

WM 1805 5 l-Sauerstoff-Flasche, gefüllt, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

WM 1805-02 5 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4,
max. Fülldruck 200 bar

Sauerstoffflaschen 5 l mit Fuß

WM 1806 5 l-Sauerstoff-Flasche, gefüllt, G 3/4, mit Glocken-
kappe und Fuß, max. Fülldruck 200 bar

WM 1806-02 5 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4, mit Glocken-
kappe und Fuß, max. Fülldruck 200 bar

Sauerstoffflaschen 10 l

WM 1825	10 l-Sauerstoffflasche, gefüllt, G 3/4, mit Glockenkappe und Fußring, max. Fülldruck 200 bar
WM 1825-02	10 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4, mit Glockenkappe und Fußring, max. Fülldruck 200 bar
Sauerstoffflaschen 11 l	
WM 1830	11 l-Sauerstoff-Flasche, gefüllt, G 3/4, mit Glockenkappe und Fußring, max. Fülldruck 200 bar
WM 1830-02	11 l-Sauerstoff-Flasche, leer, G 3/4, mit Glockenkappe, Halsring und Fußring, max. Fülldruck 200 bar

Zubehör für Sauerstoffflaschen

Adapter für Sauerstoff-Flaschen

Füllung deutscher O2-Flaschen im Ausland

WM 2718	Adapter G3/4, verchromt (Ausland 5/8, 72° Innengewinde) für: Algerien, Belgien, Frankreich, Holland, Portugal, Spanien
WM 2731	Adapter G3/4 (Ausland NGO) für: Ecuador, Japan, Kanada, Korea, Peru, San Salvador, Thailand, USA
WM 2732	Adapter G3/4 (Ausland W 21,8) für: Dänemark, Finnland, Italien, Ex-Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, Syrien, Tschechische Republik, Türkei
WM 2735	Adapter G3/4 (Ausland 5/8 BSP) für: Arabien, Ägypten, England, Griechenland, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Südafrika

Füllung ausländischer Flaschen in Deutschland

WM 2714	Adapter G3/4 (Ausland 5/8 BSP) für: Arabien, Ägypten, England, Griechenland, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Südafrika
WM 2751	Adapter G3/4 (Ausland 5/8 Aussengewinde) für: Algerien, Belgien, Frankreich, Holland, Portugal, Spanien
WM 2753	Adapter G3/4 (Ausland W21,8) für: Dänemark, Finnland, Italien, Ex-Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, Syrien, Tschechische Republik, Türkei
WM 2769	Adapter G3/4 (Ausland NGO) für: Ecuador, Japan, Kanada, Korea, Peru, San Salvador, Thailand, USA

Flaschenspannschellen

WM 1885	Flaschenspannschelle mit Konsole, Gummiprofil,
---------	--

	Satz a 2 Stück für stationäre O ₂ -Anlagen in Gebäuden oder Fahrzeugen für 2,0- und 3,0-l-Sauerstoff-Flaschen, 100 mm Ø (erfüllt die Norm EN 1789)
WM 1889	Flaschenspannschellen mit Konsole, Gummiprofil, Satz a 2 Stück für stationäre O ₂ -Anlagen in Gebäuden oder Fahrzeugen für 5,0- und 10,0- bzw. 11,0-l-O ₂ -Flaschen, 140 mm Ø (erfüllt die Norm EN 1789)
WM 15071	Spannschrauben-Set für Flaschenspannschellen Ø 83, Ø 100, Ø 115, mit Konsole und Schnellspanner
WM 15072	Spannschrauben-Set für Flaschenspannschellen, Ø 140, mit Konsole und Schnellspanner
WM 15073	Spannschrauben-Set für Flaschenspannschellen, Ø 100 und Ø 115 ohne Konsole und Ø 115 mit Konsole
WM 15074	Spannschrauben-Set für Flaschenspannschellen, Ø 83, ohne Konsole
WM 15173	Set Spanngurte für Flaschenspannschelle (2 Stück) (für alle Tragesysteme / Tornister mit Schnellverschluss WM 6313 oder WM 6308)

- Artikel läuft aus -

WM 1887	Flaschenspannschellen mit Konsole, Gummiprofil, Satz a 2 Stück für stationäre O ₂ -Anlagen in Gebäuden oder Fahrzeugen für 2,5-l-Sauerstoff-Flaschen, 115 mm Ø (erfüllt die Norm EN 1789) - Artikel läuft aus -
---------	--