



## Stabile Kinnlage, sichere Therapie.

**JOYCE Full Face<sup>plus</sup>** – die Mund-Nasen-Maske mit dem Plus an Sicherheit

- Maskenwulst umschließt Nase, Mund und Kinn
- „2-Kammer-Prinzip“: Die 1. Kammer umfasst Nase und Mund – das sorgt weiterhin für ein kleines Totraumvolumen. Die 2. Kammer hält das Kinn, falls es während des Schlafens „herunterfällt“
- Baukastenprinzip, mit anderen JOYCE-Varianten kombinierbar
- in den Größen S, M, L und XL erhältlich
- T: 040-5 47 02-101 ■ [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de)