

OXYMAT 3

Le partenaire thérapeutique fiable à domicile

Le concentrateur d'oxygène OXYMAT 3 se caractérise par sa construction modulaire, son niveau sonore très silencieux et le grand choix d'options possibles. Il est disponible soit avec une unité de dosage mobile, soit avec un débitmètre intégré en sortie d'oxygène. Les deux modèles sont également adaptés à l'environnement pédiatrique grâce à un débitmètre pour enfant avec réglage très précis.



OXYMAT 3
avec débitmètre
WM 13030



OXYMAT 3
avec moniteur de
dosage de l'oxygène
WM 13010



Vue intérieure



Bouton service
(face arrière de l'appareil)

Sûr et efficace

- débit d'oxygène de 0,5 à 5 l/min ou 0,2 à 3 l/min avec unité de dosage ou débitmètre ;
- qualité optimale de traitement grâce à la grande concentration en oxygène (95 +1/-3 vol. % O₂ pour 1 à 4 l/min) ;
- très silencieux avec seulement 40 dB(A) ;
- grande sécurité pour le patient grâce au test automatique de l'oxygène à la mise en marche de l'appareil ;
- alarmes visuelles et sonores selon la norme EN ISO 8359 ;
- humidificateur barboteur stérilisable ;
- simple d'utilisation.

Rentable et pratique

- garantie 5 ans ;
- maintenance minimum ;
- faible consommation d'énergie ;
- changement de filtre très facile grâce au bouton service ;
- construction modulaire avec branchement rapide par fiches ;
- pas de fixation du boîtier par vis ou boulons ;
- compteur des heures de fonctionnement facile à lire ;
- roulettes blocables ;
- poignée confortable ;
- petit nombre de pièces et de matériaux.

