

SOMNOmanager

Praxis-EDV-kompatible Organisations-Software für das Schlaflabor

Weinmanns Verwaltungs-Software SOMNOmanager organisiert optimal von der Belegungsplanung bis zur Zubehöerverwaltung: Doppelbelegungen sind nicht mehr möglich, sämtliche Patientendaten stehen per Mausklick zur Verfügung. Die BDT-Schnittstelle ermöglicht die einfache Übernahme von Patientendaten aus der Praxis-EDV. Darüber hinaus gewährleistet sie, dass die Daten aus den Diagnosesystemen SOMNOcheck 2 sowie SOMNOlab und den Therapiegeräten in der Praxis-EDV zur Verfügung stehen.



Müheles perfekt organisieren

SOMNOmanager ist ein Verwaltungssystem für alle Daten und Dokumente im Schlaflabor. Sämtliche Informationen sind nur einen Mausklick entfernt.

- Schnell am Telefon einen freien Termin für einen Patienten finden,
- Belegungsplanung sicher gestalten,
- Patienten- und Kontaktdaten nur einmal zentral eingeben,
- Notizen und offene Fragen Patienten-individuell eingeben,
- eine Terminerinnerung automatisch erstellen,
- nächtliche Messungen tagsüber vorbereiten und nachts nur noch starten,
- Befunddaten wie Berichte und Messdaten automatisch mit den Patientendaten in einer zentralen Dokumentenverwaltung zusammenführen,
- aus der Schlaflabor-Software heraus einfach Daten auf CD oder DVD archivieren – ohne externe Programme,
- Geräte und Zubehör, inklusive Bestandsautomatik, zentral im Überblick behalten.

Jede dieser Funktionen hilft, Zeit zu sparen, Fehler zu vermeiden oder benötigte Daten sicher verfügbar zu haben. Das Schlaflabor-Personal kann dem Patienten nun mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen.

SOMNOmanager ermöglicht professionellste Arbeit und dadurch maximale Rentabilität des Schlaflabors. Durch repräsentative Dokumente und einfachste, sachgerechte Dokumentendarstellung sowie klare Informationsstrukturen wird die Leistungsfähigkeit des Labormanagements erheblich gefördert, Stress abgebaut und eine optimale Arbeitsatmosphäre gewährleistet.

NEU

Die BDT-Schnittstelle: Kompatibilität mit der Praxis-EDV

- Eckdaten aus Diagnose und Therapie in die Praxis-EDV übergeben: Status des Patienten (z. B: eingestellter CPAP-Druck, letzter AHI, usw) immer in der Patientenakte sichtbar, ohne dazu ein weiteres Programm zu öffnen.
- Start der SOMNOlab-Aufzeichnungen aus dem Praxis-EDV-System heraus
- Übernahme der zentralen Ergebnisse in die Patientenseite der Praxis-EDV
- Vorbereitet für sechs führende Praxis-EDV-Systeme, weitere sind auf Anfrage einzubinden.

Wünschen Sie eine Probe-CD?
Dann melden Sie sich bitte unter: 040-54702-100
Mehr Informationen erhalten Sie unter www.weinmann.de

SOMNOmanager

Systemanforderungen

Prozessor:	mind. Intel Pentium II 400 MHz oder kompatibel	Eingabe:	Tastatur und Maus oder ein anderes geeignetes Zeigergerät
Arbeitsspeicher:	mind. 64 MB RAM (128 MB RAM empfohlen)	Betriebssysteme:	Microsoft Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP Internet Explorer 5.01 oder höher ADO-Datenbanktreiber MDAC 2.1 oder höher
Freier Festplattenspeicher:	mind. 100 MB Festplattenlaufwerk C:	Weitere Software:	Microsoft Word 97/2000/XP (gehört nicht zu SOMNOmanager)
Laufwerk:	CD/DVD-ROM-Laufwerk, optional CD/DVD-Brenner-Laufwerk	Unterstützte Systeme:	SOMNOlab-PC-Software SOMNOsupport
Grafikkarte/Auflösung:	von Microsoft Windows unterstützt, mit einer Auflösung von mind. 800 x 600 (65 536 Farben)		