

LIFE-BASE light

Le système de transport ingénieux pour tous les ventilateurs MEDUMAT

Léger, compact et compatible avec toutes les sources d'oxygène externes : LIFE-BASE light, optimisé pour l'utilisation dans les services de secours et en milieu hospitalier. En le combinant à une source d'oxygène externe, vous disposez d'un système immédiatement opérationnel.

**Le système de transport
« poids plume »**



Transport et utilisation sûrs et simples

- très léger
- très compact donc peu encombrant
- compatible avec toutes les sources d'oxygène externes
- différentes possibilités d'installation grâce aux fixations pour barres et rails normalisés
- conforme à la norme EN 1789 (sauf pour le montage sur barres)

Combinable avec :

- modules Weinmann
- MEDUMAT Easy
- MEDUMAT Easy CPR
- MEDUMAT Standard
- MEDUMAT Standard a
- MEDUMAT Transport

Combinaisons possibles avec LIFE-BASE light

Variantes disponibles	Package de livraison	
Système de transport LIFE-BASE light avec MEDUMAT Easy CPR et sac d'accessoires WM 28230	<ul style="list-style-type: none"> - système de transport LIFE-BASE light - MEDUMAT Easy CPR - sac d'accessoires pour LIFE-BASE light 	<ul style="list-style-type: none"> - tuyau de pression de 3 m avec raccord pour prise d'installation centrale de gaz - bandoulière (en option)
Système de transport LIFE-BASE light avec MODUL CPAP , petit kit de démarrage pour traitement CPAP et sac d'accessoires WM 28240	<ul style="list-style-type: none"> - système de transport LIFE-BASE light - MODUL CPAP - sac d'accessoires pour LIFE-BASE light - tuyau de pression de 3 m avec raccord pour prise d'installation centrale de gaz - bandoulière (en option) 	<ul style="list-style-type: none"> - petit kit de démarrage pour traitement CPAP, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - valve CPAP Boussignac pour MODUL CPAP - masque CPAP/VNI, taille M - harnais
Système de transport LIFE-BASE light avec MEDUMAT Easy CPR , MODUL CPAP , petit kit de démarrage pour traitement CPAP et sac de protection avec bandoulière WM 28235	<ul style="list-style-type: none"> - système de transport LIFE-BASE light - MEDUMAT Easy CPR - MODUL CPAP - sac de protection pour LIFE-BASE light avec bandoulière - tuyau de pression de 3 m avec raccord pour prise d'installation centrale de gaz 	<ul style="list-style-type: none"> - petit kit de démarrage pour traitement CPAP, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - valve CPAP Boussignac pour MODUL CPAP - masque CPAP/VNI, taille M - harnais
Système de transport LIFE-BASE light avec MEDUMAT Standard a et sac de protection avec bandoulière WM 28245	<ul style="list-style-type: none"> - système de transport LIFE-BASE light - MEDUMAT Standard a - MODUL CPAP - sac de protection pour LIFE-BASE light avec bandoulière 	<ul style="list-style-type: none"> - tuyau de pression de 3 m avec raccord pour prise d'installation centrale de gaz - support pour valve patient
Système de transport LIFE-BASE light avec MEDUMAT Transport WM 28350 WM 28340	<ul style="list-style-type: none"> - système de transport LIFE-BASE light - MEDUMAT Transport avec mesure du CO₂ (WM 28350) 	<ul style="list-style-type: none"> - MEDUMAT Transport sans mesure du CO₂ (WM 28340)